

**Celebrity XL**

Wózek typu skuter













**DOFINANSOWANIE:  
75-85% PFRON**

Celebrity XL jest wózkiem inwalidzkim typu skuter sprawdzającym się doskonale w warunkach drogowo-terenowych przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Oferuje specjalne wyposażenia dla osób niepełnosprawnych takie jak: pełne oświetlenie, komfortowy i w pełni regulowany dopasowujący się do kształtu ciała osoby z niepełnosprawnością fotel, 2 lusterka, podwójna możliwość ustawienia kierownicy w przypadku uszkodzenia lub częściowego uszkodzenia kończyn górnych lub jednej z nich, podświetlany wskaźnik naładowania baterii, możliwość łatwego demontażu poszczególnych części, ergonomiczny kształt kierownicy. Celebrity to produkt wysokiej jakości i bardzo nowoczesny, który zapewni "sprawne nogi" niejednej osobie niepełnosprawnej.

akumulatory	2x12V,50Ah
silnik napędu	700 WATT
prędkość maksymalna	15 km/h
zasięg	40 km
maksymalne nachylenie	12°
waga bez akumulatorów	76,5 kg
waga akumulatorów	2x14 kg
maksymalne obciążenie	158 kg
promień skrętu	168 cm
całkowita długość skutera	139 cm

 AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS  
STEROWNIKÓW PG DRIVES W POLSCE



									
2 x 12 V/50 Ah	700	15	40	12°	139	76.5	2 x 14	158	168
	W	km/h	km		cm	kg	kg	kg	cm