

Go-Go Elite Traveller

Skuter z napędem elektrycznym

Pride
Mobility Products Corp.



Go-Go Elite Traveller



Go-Go Elite Traveller Plus

**DOFINANSOWANIE:
75-85% PFRON**

Skuter "GO GO Elite Traveller" - najszybszy sposób na twoją niezależność i komfort sprawnego poruszania się na co dzień. Skuter "GO GO" został specjalnie zaprojektowany dla osób starszych lub nie w pełni sprawnych, aby pozwolić im na normalne funkcjonowanie na co dzień. GO GO jest poręcznym i kompaktowym skuterem, którym bardzo łatwo jest manewrować nawet w ciasnych pomieszczeniach. Całkowita waga skutera bez baterii wynosi niecałe 40 kg. Cały skuter, praktycznie bez składania mieści się w większości bagażników samochodowych, co pozwala na bardzo łatwe przewożenie go na wakacje, do centrum handlowego, na spacer do parku, na działkę pod miastem i wszędzie tam, gdzie taki sprzęt może się przydać. Choroby kręgosłupa, stawów, bóle mięśni, częściowe niedowład, problemy kardiologiczne czy krążeniowe nie będą już stanowiły żadnej przeszkody przy wyjściu na spacer z rodziną czy pojechaniu na zakupy nieopodal domu. GO GO da ci szansę swobodnego poruszania się na co dzień. Pamiętaj GO GO możesz zabrać wszędzie ze sobą i jazda nim to czysta przyjemność i Twoja niezależność. GO GO proponujemy w dwóch wersjach, czterokołowej i trójkołowej. Model bardziej zaawansowany (GO GO PLUS) posiada możliwość większego obciążenia do 147 kg oraz kierownicę w kształcie pętli, dla łatwiejszego prowadzenia skutera.

KUPUJĄC SKUTER OTRZYMUJESZ 3 KOLORY W JEDNYM - CZYLI SET WYMIENNYCH KOLOROWYCH NAKŁADEK KAROSERII: BORDO, SREBRNY, NIEBIESKI

	Go-Go Elite Traveller	Go-Go Elite Traveller Plus
akumulatory	2x12V	2x12V , 17AH
prędkość maksymalna	7 km/h	7,5 km/h
zasięg	16 km	17,5 km
całkowita długość skutera	100,3 cm	102 cm
waga bez akumulatorów	34 kg	39,5 kg
waga akumulatorów	9,5 kg	13 kg
maksymalne obciążenie	125 kg	147 kg
promień skrętu	112 cm	116 cm



AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓW PG DRIVES W POLSCE

Go-Go Elite Traveller	2 x 12 V/... Ah	7	16	100.3	34	2 x 9.5	125	112
Go-Go Elite Traveller Plus	2 x 12 V/17 Ah	7.5	17.5	102	39.5	2 x 13	147	116
		km/h	km	cm	kg	kg	kg	cm