

Vogue Euro-X

Wózek drogowy



AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓW PG DRIVES W POLSCE

DOFINANSOWANIE: 75-85% PFRON

Vogue Euro-X to wózek z napędem elektrycznym - drogowy, który może zmierzyć się z najlepszą konkurencją, tej klasy wózków w Polsce. Zarówno swoimi parametrami technicznymi jak i wyglądem, a co najważniejsze jakością jest najlepszym wózkiem w tej klasie. Zalety:

- nowoczesny wygląd jaki daje mu aluminiowa rama,
- wyprofilowany, wygodny, bezpieczny, system siedziska TRUCOMFORT
- zagłówek w standardzie
- pas bezpieczeństwa w standardzie
- odchylanie, demontowane, regulowane na wysokość podnóżki
- nowoczesne, drogowe oświetlenie typu LED
- regulowany kąt oparcia i siedziska
- rozmiar kół przednich 9 cali, tylnie 14 cali

Vogue Euro-X znacząco doskonalszość.

akumulatory	2 x 12 V, 55 Ah
silnik napędu	2 x 400 W
prędkość	do 6 km/h
zasięg	25 km
szerokość siedziska	40-50 cm
wysokość oparcia	55 cm
głębokość siedziska	40-50 cm
waga wózka bez baterii	95 kg
waga akumulatorów	2x20 kg
maksymalne obciążenie	136 kg

Quantum R-4000

Wózek drogowy



AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓW PG DRIVES W POLSCE

DOFINANSOWANIE: 75-85% PFRON

Nowość w standardzie (dotyczy tylko R-4000):

- nowy model podnóżków, odchylane, regulowane na długość
- nowy model świateł drogowych typu LED

Quantum to produkt nowej generacji. To wózek posiadający wiele nowoczesnych technicznych rozwiązań: przesunięta oś obrotu, bliżej środka wózka pozwalająca na doskonale manewrowanie, zawieszenie **SPORT TRAC** zapewnia pokonywanie nierówności przy jednoczesnym zachowaniu komfortu jazdy, zawieszenie kół napędowych jest sprzężone z kołami przeciw wywrotnymi, co zapewnia podwyższone bezpieczeństwo. Wygodny fotel - **EURO COMFORT SEAT**, daje szeroką gamę regulacji. Seria wózków QUANTUM to najwyższa jakość i prestiż, jaką możesz znaleźć na polskim rynku.

akumulatory	2 x 12 V, 60 Ah
silnik napędu	2 x 600 W
prędkość	do 10 km/h
zasięg	40 km
szerokość siedziska	43, 48 cm
wysokość oparcia	50-58 cm
głębokość siedziska	45 cm
waga wózka bez baterii	61 kg
waga akumulatorów	2x24 kg
maksymalne obciążenie	125 kg
promień skrętu	93 cm



Vogue Euro-X	2 x 12 V/55Ah	2 x 400	6	25	40-50	55	40-50	95	2 x 20	136	-
Quantum R-4000	2 x 12 V/60Ah	2 x 600	10	40	43, 48	50-58	45	65	2 x 24	136	93
		W	km/h	km	cm	cm	cm	kg	kg	kg	cm