

CZĘŚCI ZAMIENNE DO WÓZKÓW INWALIDZKICH

KOŁA

KOŁA



Koło gumowe do wózka inwalidzkiego rozmiar 4' – 100×26 mm

Koło gumowe do wózka inwalidzkiego rozmiar 5' – 125×26 mm

Koło gumowe do wózka inwalidzkiego rozmiar 6' – 150×27 mm

Koło gumowe do wózka inwalidzkiego rozmiar 7' – 175×27 mm

szerokość piasty

26 | 32 mm

32 | 38 mm

32 | 38 mm

36 | 42 mm

∅ otworu na oś

10 | 8 mm

10 | 8 mm

10 | 8 mm

10 | 8 mm



Koło gumowe do wózka inwalidzkiego rozmiar 8' – 200×27 mm

Koło gumowe do wózka inwalidzkiego rozmiar 8' – 200×50 mm

Koło pneumatyczne do wózka inwalidzkiego rozmiar 6' – 150x 30 mm (6×1 1/4)

Koło pneumatyczne do wózka inwalidzkiego rozmiar 7' – 175×45 mm (7×1 3/4)

szerokość piasty

46 mm

60 mm

32 | 38 mm

41 | 47 mm

∅ otworu na oś

8 mm

8 mm

10 | 8 mm

10 | 8 mm



Koło pneumatyczne do wózka inwalidzkiego – rozmiar 8' – 200×30 mm (8×1 1/4)

Koło pneumatyczne do wózka inwalidzkiego – rozmiar 8'x2' mm – (200×50)

Koło gumowe do wózka inwalidzkiego KOLOROWE – rozmiar 4' – 100×34 mm

Koło gumowe do wózka inwalidzkiego KOLOROWE – rozmiar 5' – 125×34 mm

szerokość piasty

36 mm

62 mm

25 mm

25 mm

∅ otworu na oś

10 mm

8 mm

8 mm

8 mm