

PIONIZATORY I PARAPODIA

DZIECIĘCE PARAPODIUM STATYCZNE




MINI STANDY PIONIZATOR STATYCZNY

Dofinansowanie:

P.125 NFZ – kod refundacji NFZ
PCPR/MOPS

Dziecięce parapodium statyczne w pełni regulowane (na wysokość i głębokość). Produkowane w dwóch rozmiarach: Mini Standy 2 – dla dzieci w wieku od 1,5 do 4,5 lat oraz Mini Standy 3 – dla dzieci w wieku od 4,5 do 9 lat. Pionizator wyposażony jest w stolik do terapii manualnej, oraz kółka umożliwiające zmianę lokalizacji naszego podopiecznego podczas trwania procesu pionizacji.



ROZMIAR	1	2
obwód obejmy klatki piersiowej	60 cm	70 cm
wysokość od podstawy do stawów kolanowych	17-36 cm	20-47 cm
wysokość od podstawy do kolca górnego przedniego	55-68 cm	65-85 cm
wysokość od podstawy do dołu pachowego	70-90 cm	85-110 cm
wysokość stolika od podstawy	56-78 cm	70-100 cm
rozmiar podstawy	65 x 60 cm	75 x 65 cm
długość całkowita urządzenia	82 cm	88 cm
szerokość całkowita urządzenia	70 cm	70 cm
waga urządzenia	21 kg	23,9 kg
maksymalna waga dziecka	45 kg	55 kg