

KARTA POMIAROWA PACJENTA DO PIONIZATORA DYNAMICO



ADRES DOSTAWCY:
MOBILEX SP. Z O. O.
ul. Duńska 3/5 91-204 Łódź
tel. 42 214 29 11 fax. 42 214 14 05
www.mobilex.pl
e-mail: info@mobilex.pl

W zależności od aktualnego stanu magazynowego zamówienia realizowane są w przedziale od 24 godzin do 45 dni

PIECZĘĆ FIRMOWA ŚWIADCZENIODAWCY	
DATA:	
CZYTELNY PODPIS:	
.....	

ADRES DOSTAWY



SPECYFIKACJA

Obwód klatki piersiowej
Odległość od podstawy do obejm
 pachowej
Odległość od podstawy do obejm
 biodrowej
Szerokość całkowita
Długość całkowita
Waga
Max obciążenie

D-1 <input type="checkbox"/>	D-2 <input type="checkbox"/>	D-3 <input type="checkbox"/>	D-4 <input type="checkbox"/>	D-5 <input type="checkbox"/>
65	75	85	110	120
52-70	77-95	89-116	92-126	108-143
44-60	66-82	77-102	85-112	98-120
66	66	66	71	77
79	84	88	95	106
kg 12	Kg 14,6	Kg 15,6	Kg 17	Kg 19,7
kg 30	Kg 45	Kg 60	Kg 75	Kg 90

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WIELKOŚĆ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Siodełko do Dynamico <input type="checkbox"/>
Podpory boczne <input type="checkbox"/>
Uchwyt dla asystującego <input type="checkbox"/>
Stolik <input type="checkbox"/>

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
<ul style="list-style-type: none"> • Podstawa z samonastawnymi kółkami 8 cm, każde wyposażone w hamulec • Hamulce regulujące prędkość chodzenia • Blokady kierunkowe kół tylnych • Kurtyna oddzielająca kończyny dolne • Wyściełana podpora miednicy, regulowana na wysokość • Wyściełana podpora klatki piersiowej, regulowana na wysokość i zdejmowana • Podwójnej grubości spodenki tkaninowe, z paskami i sprzączkami do regulowania wysokości

DANE PACJENTA:
IMIĘ I NAZWISKO:
JEDNOSTKA CHOROBY:
.....
WIEK:

POMIAR PACJENTA INDYWIDUALNY

- Obwód klatki piersiowej w cm A -.....
- Odległość od podstawy do osi stawu biodrowego w cm B -.....
- Odległość od podstawy do dołu pachowego w cm L -.....
- Waga użytkownika w kg M -.....

