

KARTA POMIAROWA PACJENTA DO PIONIZATORA STANDY



ADRES DOSTAWCY:
MOBILEX SP. Z O. O.
ul. Duńska 3/5 91-204 Łódź
tel. 42 214 29 11 fax. 42 214 14 05
www.mobilex.pl
e-mail: info@mobilex.pl

W zależności od aktualnego stanu magazynowego zamówienia realizowane są w przedziale od 24 godzin do 45 dni

PIECZĘĆ FIRMOWA ŚWIADCZENIODAWCY
DATA:
CZYTELNY PODPIS:

ADRES DOSTAWY



SPECYFIKACJA

- Szerokość klatki piersiowej
- Odległość od podstawy do stawów kolanowych
- Odległość od podstawy do bioder
- Odległość od podstawy do mostka
- Odległość stolika od podstawy
- Wymiary podstawy
- Waga
- Max obciążenie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Kółeczka do Standy <input type="checkbox"/>
Podpory boczne <input type="checkbox"/>

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
<ul style="list-style-type: none"> • Wielowarstwowa podstawa drewniana • Regulowane oparcia pięt • Nakolanniki o regulowanej szerokości, głębokości i wysokości • Regulowana, chromowana podpora ramienia • Podpora klatki piersiowej, nakolanniki i oparcie pleców są wyściełane i pokryte materiałem niepalnym • Drewniany stolik z częścią pokrytą tworzywem sztucznym, o regulowanej wysokości. Można go zdejmować • Koła transportowe

STANDY 3 <input type="checkbox"/>	STANDY 4 <input type="checkbox"/>
cm 30	cm 37
cm 20-52	cm 28-58
cm 63-93	cm 73-112
cm 84-120	cm 94-130
cm 103-119	cm 124-138
cm 69x76	cm 75x85
kg 28,9	kg 38
kg 90	kg 120

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WIELKOŚĆ

DANE PACJENTA:
IMIĘ I NAZWISKO:
JEDNOSTKA CHOROBY:
WIEK:

POMIAR PACJENTA INDYWIDUALNY	
<ul style="list-style-type: none"> • Szerokość klatki piersiowej w cm • Odległość od podstawy do stawów kolanowych w cm • Odległość od podstawy do osi stawu biodrowego w cm • Od podstawy do mostka (wyrostek mieczykowaty) w cm • Waga użytkownika w kg 	<ul style="list-style-type: none"> A-..... C-..... B-..... L-..... M-.....

