

SCHODOŁAZY I RAMPY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RAMPY



DF/DS PRZENOŚNE RAMPY PODJAZDOWE do wózków inwalidzkich

Dofinansowanie:
MOPS/PCPR (80%)/Udział własny (20%)

Nasze rampy są trwałe i lekkie, a rozłożenie ich nie zajmuje więcej niż 30 sekund. Po złożeniu nie są większe i bardziej nieporęczne od zwykłej walizki, a dzięki zamontowanemu uchwytowi przenosi się je łatwo i szybko. Spora paleta rozmiarów zapewnia pokonanie stromizn – od najniższych krawężników, aż po 6-stopniowe schody. Z naszą rampą pokonasz każdy próg.

SKŁADANIE	ROZMIAR	MAKS. OBCIĄŻENIE	WAGA RAMPY
pojedyncza walizka SF	92 cm	300 kg	8 kg
pojedyncza walizka SF	120 cm	300 kg	10,5 kg
pojedyncza walizka SF	150 cm	300 kg	12,5 kg
podwójna walizka DF	180 cm	300 kg	16 kg
podwójna walizka DF	240 cm	300 kg	22 kg
podwójna walizka DF	300 cm	300 kg	27,2 kg