



ALU REHAB™ CE

Thinking ahead - moving forward

NETTI 4U CED/CEDS

Wózek inwalidzki specjalny stabilizujący plecy i głowę komfortowy do całodobowej opieki

Dofinansowanie:

P.130.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.131.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

NETTI 4U CED (CEDS) jest uniwersalnym wózkiem, przeznaczonym do wykorzystania w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz. Został zaprojektowany pod kątem użytkowników, dla których istotna jest wygoda i odpoczynek. Netti 4U CED to propozycja dla osób, które cenią funkcjonalność wózka pod względem transferu pacjenta, ale chcą zachować kompaktową i delikatną stylistykę. Wersja CED różni się od wersji CEDS głębokością siedziska.

Standardowe wyposażenie wózka:

- Regulacja głębokości siedziska
- Czteropozycyjny adapter koła tylnego oraz dwupozycyjny adapter koła przedniego (koła przednie i tylne z systemem szybkiego demontażu)
- System płynnej regulacji kąta oparcia i siedziska ułatwiający zmianę pozycji ale także transfer pacjenta (wychylenie aż o 5 stopni względem podłoża do przodu).
- Opatentowana poduszka oparcia Netti UNO Seat
- Unikatowa rączka do pchania z regulowanym kątem ustawienia.

- Zagłówek typ A (kształt litery „U”) regulowany w kilku płaszczyznach.
- Regulowane na wysokość i głębokość, uchylne i demontowane podłokietniki.
- Tapicerka oddychająca (możliwość zamiany na tapicerkę zmywalną w standardzie).

W opcjonalnym wyposażeniu m.in.:

- Przedłużenie oparcia do 60 cm
- Poduszki Netti Smart i Netti Stabil (aż 17 cm stabilizacji bocznej)
- Zagłówki różnych kształtów
- Akcesoria stabilizujące, m.in.: klin, pasy, podpory boczne
- Maksymalna szerokość siedziska do 60 cm i obciążenie aż do 160kg!
- Bębnowe hamulce dla osoby prowadzącej
- Stoliki terapeutyczne
- System mocowań do transportu samochodowego testowane w crashtestach (ISO 7176-19)
- Dostosowanie do najbardziej wymagających pacjentów (stojak na kroplówkę, podest dla respiratora i aparatury tlenowej, podparcie dla kikutu amputowanej kończyny i wiele innych!)
- Oferujemy również montaż elektrycznego modułu napędowego V-Max i Max-E do Wózków Netti aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z ich dobrodziejstw.

Aby dostosować wózek do najwyższych wymagań indywidualnych zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem handlowym.

wielkość kół przednich	wielkość kół tylnych
175 x 33 mm lane na szybkozłączach	24 x 1 lane – bezobstugowe na szybkozłączach

szerokość siedziska	głębokość siedziska	wysokość oparcia	szerokość całkowita	waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami)	maksymalne obciążenie	kąt odchylenia oparcia względem siedziska
35, 40, 43, 45, 50, (55 i 60 cm opcja)	42.5-50 cm CED 37.5-43 cm CEDS	50, 60 (opcja) cm	53, 58, 61, 63, 68 cm	około 30 kg	160 kg	90°-135°