

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE AKTYWNE



VEGA

Wózek aktywny, lekki, krzyżakowy, składany, na szybkozłączach

Dofinansowanie:

P.129.00 NFZ - kod refundacji NFZ dla dorosłych

Jest to wózek z oferty wózków do aktywnej rehabilitacji włoskiego producenta Offcarr. Vega to lekki, aluminiowy, sportowy wózek inwalidzki. Jako jeden z nielicznych wózków do aktywnej rehabilitacji wykonany jest na krzyżaku, co umożliwia składanie wózka. Podwójna rama krzyżaka zapewnia właściwe bezpieczeństwo i sztywność. Wózek zaopatrzony jest w system szybkiego odpinania kół tylnych – szybkozłącza, regulację kąta nachylenia oparcia i głębokości siedziska, ręczki regulowane na wysokość oraz zespolony podnózek. Rodzaje regulacji, ustawień i akcesoriów dostępne w karcie pomiarowej. Produkt dobierany indywidualnie do pacjenta na podstawie formularza zamówienia.



waga wózka	maksymalne obciążenie
12,7 kg	120 kg