

# WÓZKI

SKUTERY INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM



**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products BV  
— LIVE YOUR BEST —




## VICTORY XL 130

### Skuter inwalidzki z napędem elektrycznym

Jest skuterem o nowoczesnym wyglądzie, sprawdzający się doskonale w warunkach drogowo-terenowych. Posiada duże, pneumatyczne koła w rozmiarze 13" oraz nowoczesny wygląd felg. Victory 130 ma koła przednie wyposażone w hamulce tarczowe. Zapewnia komfort i dynamikę jazdy dzięki amortyzacji kół przednich i tylnych. W standardzie oferuje oświetlenie drogowe typu LED, wygodny regulowany fotel z zagłówkiem i odchylanymi podłokietnikami, lustro, regulację kąta nachylenia kierownicy, elastyczne mocowanie kierunkowskazów. Victory XL 130 to skuter wysokiej jakości, posiadający bardzo dobre parametry techniczne, bezpieczny, szczególnie dla osób z niepełnosprawnością i starszych.

Jest to skuter z możliwością rozłożenia do transportu, jeśli jest to konieczne przy małych gabarytach samochodu.

Dostępne kolory: bordo, srebrny, niebieski



#### PARAMETRY TECHNICZNE

akumulatory	2 x 12 V , 55 Ah
silnik napędu	900 W
prędkość maksymalna	15 km/h
zasięg	35 km
maksymalne nachylenie	12°
całkowita długość skutera	135 cm
całkowita szerokość skutera	63,65 cm
waga bez akumulatorów	95 kg
waga akumulatorów	2 x 17 kg
maksymalne obciążenie	159 kg
promień skrętu	169 cm
koła przednie	13" – (33 cm) lane
koła tylne	13" - (33 cm) lane
prześwit (wysokość podwozia)	9,69 cm