


Dystrybutor

## ALHENA



**Klucz**     Standard     Opcja

- L Szerokość siedziska**     34     36     38     40     42     44     46
- P Głębokość siedziska**     34     36     38     40     42     44     46
- HS Wysokość oparcia**     29     31     33     35     37     39     41
- HA Wysokość przodu**     42     43     44     46     48     50
- HP Wysokość tyłu**     38     40     42     44     46
- DP Długość podudzi**     33     35     37     39     41     43     45     47    cm

### Kolor ramy

- Błyszczący tytan     Błyszczący czarny     Perłowy czarny
- Niebieski     Stare złoto     Jasno purpurowy
- Perłowy szary     Zielony     Morski
- ..... (zobacz kolory w katalogu)

①

### Tapicerka

- Nylon
- Oddychająca

②


### Kolor tapicerki

(Tylko Nylon)

- Czarny     Pomarańczowy
- Czerwony     Błękitny
- Zielony     Niebieski

③

**Nie demontowane podnóżki**  
 (z SP=43cm i P=40cm)  
 (standard)




④

⑤

⑥


**Platforma**




Pas mocujący stopy

⑦

**Nie demontowane podnóżki**  
 (z SP=43cm i P=40cm)




### Podnóżki dzielone aluminiowe regulowane



Pas mocujący stopy

⑧

### Platforma aluminiowa regulowana



Pas mocujący stopy

⑨


### Oslony ubrania

- Aluminiowe z błotnikiem z włókna węglowego
- Plastikowe
- Aluminiowe z błotnikiem
- Proste aluminiowe

⑩

### Podłokietnik demontowany

– typu Sport wysokość 22cm




Unoszony

### Podłokietnik

- Cylindryczny
- Klasyczny (23 cm długości)
- Klasyczny (30 cm długości)

⑪

**Podłokietnik unoszony regulowany na wysokość typu „L”**  
 – od 22 cm do 28 cm  
 (nie demontowany z osłonami ubrania)



- Cylindryczny
- Prosty (długość 26cm)
- Klasyczny (23 cm długości)
- Klasyczny (30 cm długości)

⑫

### Koła tylne

- 24" Ultralekkie (24 szprychy)
- 24" Lekkie (24 szprychy)
- 24" Star 6x3 (18 szprych)
- 24" (36 szprych)
- 24" Spinergy
- 24" Górskie
- 22" Lekkie (24 szprychy)

⑬

### Opony

- Pneumatyczne Maraton Plus
- Pneumatyczne wysokociś. gładkie
- Pneumatyczne wysokociś. z bieżnikami
- Pełne (nie dostępne do ultralekkich kół)

⑭

### Ciągi

- Aluminiowe
- Aluminiowe ciemne
- Stal chromowana
- Tytanowe
- Pokryte gumą
- Z pokryciem silikonowym



Zamówienie Nr \_\_\_\_\_  Zapytanie  
 Data \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_  
 Nr referencyjny klienta \_\_\_\_\_

**STRONA 2/2**  
 ważne na rok 2011

**ALHENA**

Dystrybutor

Mobilex Sp. z o.o. 91-204 Łódź, ul. Radwańska 23/1 Tel: +48 42 2142911 Fax: +48 42 2141405 e-mail: info@mobilex.pl - www.mobilex.pl


**Ośłony szprych** ⑮

- Przeźrocyste
- Białe
- Czarne
- Multikolor
- Czarne z czerwonym
- Czarne z niebieskim
- Czarne z zielonym
- Alfabet

**Ośłony szprych** ⑯


- 80 (3") pełne
- 80 (3") pełne świecące
- 100 (4" x 1 ¼ ) pełne z plastikową felgą
- 100 (4") pełne świecące
- 100 (4"x1) pełne z aluminiową felgą
- 100 (4" x 1 ¼ ) pełne z aluminiową felgą
- 125 (5" x 1 ¼ ) pełne z plastikową felgą
- 125 (5"x1) pełne z aluminiową felgą
- 125 (5" x 1 ¼ ) pełne z aluminiową felgą
- 150 (6") pneumatyczne
- 150 (6") pełne

**Koła antywywrotne - wysuwane** ⑰



- Prawe
- Lewe

**Przedłużony adapter** ⑱




**Rączki** ⑲


- Standardowe
- Bez rączek



- Proste – regulowane na wysokość



**Środek ciężkości** ⑳



- 3,5 cm
  - 6 cm (standard)**
  - 8,5 cm
- Z HP=44 cm)

**Zestaw anodyzujący (Obręcz tylnych kół, piasty oraz widelce)** ㉑

- Czarny
- Srebrny
- Zielony
- Błękitny
- Czerwony
- Pomarańczowy
- Ciemny róż metalik (tylko lekkie koła)


**Poduszka** ㉒

Z Panki poliuretanowej




- Wysokość 3 cm
- Wysokość 5 cm

**Kieszenie** ㉔



- Mała pod siedziskiem



- Na oparciu z tyłu

**Camber** ㉕

- 1°
- 2°
- 3°
- 4°

**Hamulce** ㉓

- Klasyczne – krótsza rączka
- Klasyczne – długa rączka
- Chowany pod ramę

**Notatki**

**Opcje**

- 26  Rzep męski na siedzisku
- 27  Rzep żeński na siedzisku
- 28  Przedłużenie łączące siedzisko i oparcie

- 30  Kamizelka
- 31  Pas piersiowy
- 32  Pas odwodzący

- 40  Pas biodrowy

**9,7 kg konfiguracja**

- wózek o wymiarach 38x40x31 cm
- nylonowa tapicerka
- kolor ramy błyszczący tytan
- platforma
- rączki standardowe
- ośłony ubrania aluminiowe z błotnikiem z włókna węglowego
- Hamulec chowany pod ramę
- koła ultralekkie
- opona pneumatyczna wysokociśnieniowa gładka
- ultralekkie ciągi
- koła przednie 100mm
- bez kieszeni