

Netti[®] 4U comfort | CE PLUS

Netti 4U comfort | compact – easy to use – PLUS



Data _____ Kod Klienta _____

Adres zamawiającego _____ Osoba do kontaktu _____

Informacja _____

Inny adres dostawy _____

Adres zamawiającego = adres dostawy Oferta Zamówienie

Cena bazowa: 5000,- PLN

Szerokość siedziska
D64040 40 cm
D64045 45 cm
D64050 50 cm

Nośność Max. 135 kg
Wysokość siedziska sprawdź stronę 4
Głębokość siedziska 42,5-50,0 cm
regulowana skokowo co 2,5 cm

= Standardowe wyposażenie

Skrócony formularz zamówienia

Kod produktu	Opis	Cena w PLN
Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Zagłówek stabilizujący (A)	0,-
D26574	<input type="checkbox"/> Zagłówek owalny mały (B)	900,-
D26573	<input type="checkbox"/> Zagłówek płaski prostokątny (C)	900,-
D26576	<input type="checkbox"/> Zagłówek komfortowy (D) (rozkładający siły nacisku) – tylko tapicerka 3D	960,-



A



B



C



D

RAMA

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rączki prowadzące 30 cm	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Podpory przeciwwyrotne – odchylane	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Hamulce, z dźwignią umożliwiającą złożenie jej do przodu	0,-

OPARCIE

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Poduszka oparcia Netti UNO – stabilizacja boczna 10 cm – 3D	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Wysokość oparcia 50 cm (posiada 1-częściową tapicerkę oparcia)	0,-

SIEDZISKO

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Poduszka siedziska Netti UNO – tapicerka Easy Care	0,-
D20845	<input type="checkbox"/>	Pas 2-punktowy, tapicerowany z zapięciem samochodowym	640,-
D27493	<input type="checkbox"/>	Klin mały (szer.: 8 cm x dł.: 14 cm x wys.: 8 cm)	1000,-
D27494	<input type="checkbox"/>	Klin średni (szer.: 11 cm x dł.: 15 cm x wys.: 8 cm)	1000,-
D27495	<input type="checkbox"/>	Klin duży (szer.: 14 cm x dł.: 17 cm x wys.: 8 cm)	1000,-

PODNÓŻKI I AKCESORIA PODNÓŻKÓW

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Ręcznie regulowane podnóżki z regulacją długości, kąta nachylenia podnóżka i stopek, podporami pod łydki i tapicerką kolan	0,-
----------	-------------------------------------	--	-----

PODŁOKIETNIKI I AKCESORIA PODŁOKIETNIKÓW

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Zdejmowane podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kształtki podłokietnika 385 x 58 mm	0,-
D22185	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik dla hemiplegików, lewy (bez możliwości używania stolik w tym samym czasie)	850,-
D22186	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik dla hemiplegików, prawy (bez możliwości używania stolik w tym samym czasie)	850,-

KOŁA TYLNE

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Koła tylne 24 x 1 3/8" PU, galwanizowane	0,-
----------	-------------------------------------	--	-----


KOŁA PRZEDNIE

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Koła przednie: 7" – 175 x 33 PU	0,-
----------	-------------------------------------	---------------------------------	-----

DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji kąta siedziska (tilt)	-5° do +20°
Zakres regulacji kąta oparcia (recline)	92° do 137°
Całkowita szerokość wózka	Szerokość siedziska + 18 cm
Długość całkowita	102 cm z podnóżkami
Wysokość całkowita	105 cm
Waga wózka	Okolo 29 kg (bez poduszek)
Kolor ramy	Srebrny
Rodzaje tapicerki	Rozciągliwa & elastyczna tapicerka 3D w standardzie Tapicerka antybakteryjna Easy Care, zmywalna – na zamówienie

Wysokość siedziska – BEZ poduszki siedziska (mierzona od podłoża do płyty siedziska)



Rodzaj podnóżków	Min. długość podudzia	Max. długość podudzia
Ręcznie regulowane podnóżki	32 cm	68 cm