

Netti® 4U comfort | CED (S)

Netti 4U comfort | compact – easy to use – design



Data _____ Kod Klienta _____
Adres zamawiającego _____ Osoba do kontaktu _____
Informacja _____
Inny adres dostawy _____

Adres zamawiającego = adres dostawy Oferta Zamówienie

Cena bazowa: 10 000,- PLN

Szerokość siedziska:	D65035S <input type="checkbox"/>	35 cm (głębokość siedziska 37,5 – 45 cm)
	D65040S <input type="checkbox"/>	40 cm (głębokość siedziska 37,5 – 45 cm)
	D65043S <input type="checkbox"/>	43 cm (głębokość siedziska 37,5 – 45 cm)
	D65043 <input type="checkbox"/>	43 cm (głębokość siedziska 42,5 – 50 cm)
	D65045 <input type="checkbox"/>	45 cm (głębokość siedziska 42,5 – 50 cm)
	D65050 <input type="checkbox"/>	50 cm (głębokość siedziska 42,5 – 50 cm)

Nośność Max. 140 kg
Wysokość siedziska sprawdź stronę 5
Głębokość siedziska regulowana skokowo co 2,5 cm

= Standardowe wyposażenie

Skrócony formularz zamówienia

Kod produktu	Opis	Cena w PLN
Standard <input checked="" type="checkbox"/>	Zagłówek stabilizujący (A)	0,-
D27574 <input type="checkbox"/>	Zagłówek owalny mały (B)	0,-
D27573 <input type="checkbox"/>	Zagłówek płaski prostokątny (C)	0,-
D27572 <input type="checkbox"/>	Zagłówek komfortowy (D) (rozkładający siły nacisku) – tylko tapicerka 3D	960,-
D22085 <input type="checkbox"/>	Hamulce bębnowe w kołach	980,-
D25059 <input type="checkbox"/>	Stolik dla szerokości 35 – 43 cm	840,-
D25060 <input type="checkbox"/>	Stolik dla szerokości 45 – 50 cm	840,-
D21052 <input type="checkbox"/>	Tapicerka stolika	490,-
D21022 <input type="checkbox"/>	Tapicerka Easy Care dla siedziska i oparcia, zmywalna (nie dostępna dla VB Venti i Netti Sit °C, Kyphotic i Contour)	0,-

RAMA

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Poręcz do pchania z regulacją wysokości i kąta	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Podpory przeciwwywrotne – odchylane	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Hamulce	0,-
D28972	<input type="checkbox"/>	Podpory przeciwwywrotne ze stopką	800,-
D29474	<input type="checkbox"/>	Ograniczenie kąta nachylenia siedziska (bez możliwości pochylenia do przodu)	180,-
D41074	<input type="checkbox"/>	System zapięcia samochodowego	680,-

OPARCIE

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Poduszka oparcia Netti UNO – stabilizacja boczna 10 cm – tapicerka 3D	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Wysokość oparcia 50 cm (z regulowaną tapicerką velcro back)	0,-
D41006	<input type="checkbox"/>	Wysokość oparcia 60 cm (zawiera przedłużenie oparcia + dłuższą poduszkę)	1255,-
D27374	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna korygująca lewa – dla poduszki Netti UNO	830,-
D27375	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna korygująca prawa – dla poduszki Netti UNO	830,-
D27542	<input type="checkbox"/>	Tapicerka uchwytu dla podpórki bocznej korygującej	420,-
D21333	<input type="checkbox"/>	Poduszka oparcia Netti STABIL – stabilizacja boczna 17 cm, tapicerka 3D	2130,-
D21334	<input type="checkbox"/>	Poduszka oparcia Netti SUPER STABIL wzmocniona stabilizacja boczna 17 cm, tapicerka 3D	2470,-
D26831	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna stabilizująca, lewa – dla Netti STABIL i SUPER STABIL	940,-
D26844	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna stabilizująca, prawa – dla Netti STABIL i SUPER STABIL	940,-
D27541	<input type="checkbox"/>	Tapicerka dla podpórki bocznej stabilizującej	575,-
D21084	<input type="checkbox"/>	Klin oparcia	705,-
D21042	<input type="checkbox"/>	Dodatkowe podparcie odcinka lędźwiowego	705,-

SIEDZISKO

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Poduszka siedziska Netti UNO – tapicerka 3D	0,-
D21048	<input type="checkbox"/>	Nieprzemakalny pokrowiec poduszki siedziska (dla osób z inkontynencją)	905,-
D21007	<input type="checkbox"/>	Netti SIT – przeciwodleżynowa poduszka siedziska z nieprzemakalnym pokrowcem pod tapicerką 3D	1520,-
D21017	<input type="checkbox"/>	Netti SIT °C – przeciwodleżynowa poduszka siedziska z regulacją temperatury i tapicerką 3D	2050,-
D19730	<input type="checkbox"/>	Poduszka siedziska Netti CONTOUR – tapicerka 3D cover – od szer. 45 cm	1000,-
D63400	<input type="checkbox"/>	Vital Base Ventī - przeciwodleżynowa poduszka siedziska z tapicerką 3D	1880,-
D60001	<input type="checkbox"/>	Pas odwodzący dla szerokości 35 – 45 cm	2120,-
D60002	<input type="checkbox"/>	Pas odwodzący dla szerokości 50 cm	2120,-
D20845	<input type="checkbox"/>	Pas 2-punktowy, tapicerowany z zapięciem samochodowym	460,-
D27493	<input type="checkbox"/>	Klin mały (szer.: 8 cm x dł.: 14 cm x wys.: 8 cm)	1000,-
D27494	<input type="checkbox"/>	Klin średni (szer.: 11 cm x dł.: 15 cm x wys.: 8 cm)	1000,-
D27495	<input type="checkbox"/>	Klin duży (szer.: 14 cm x dł.: 17 cm x wys.: 8 cm)	1000,-

PODNÓŻKI I AKCESORIA PODNÓŻKÓW

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Ręcznie regulowane podnóżki z regulacją długości, kąta nachylenia podnóżka i stopek, z podpórkami pod łydki i tapicerką kolan	0,-
D24005	<input type="checkbox"/>	Uniwersalne podnóżki z regulacją kąta zgięcia, regulowane poniżej 90° przy przykurczach w stawach kolanowych	500,-
D21080	<input type="checkbox"/>	Wzmocnione podnóżki	2070,-
D21044	<input type="checkbox"/>	Płyta podnóżków, regulowana	850,-
D21041	<input type="checkbox"/>	Skrzynka podnóżków tapicerowana	2000,-
D24000	<input type="checkbox"/>	Podpórki łydek zawiasowe (umożliwiające odchylenie pod siedzisko)	705,-
D21745	<input type="checkbox"/>	Tapicerka mocowania podpory pod łydki	210,-
D41617	<input type="checkbox"/>	Tapicerka podpory pod łydki miękka – (extra soft)	820,-
D23014	<input type="checkbox"/>	Paski do stabilizacji stóp	565,-
D28453	<input type="checkbox"/>	Tapicerka stopki podnóżka (nie dla płyty i skrzynki podnóżka)	1145,-

PODŁOKIETNIKI I AKCESORIA PODŁOKIETNIKÓW

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości – odchylane	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kształtki podłokietnika 385 x 58 mm	0,-
D41649	<input type="checkbox"/>	Tapicerka kształtki podłokietnika miękka (extra soft)	425,-
D23003	<input type="checkbox"/>	Poduszka dla hemiplegików	840,-
D29459	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik dla hemiplegików, lewy (bez możliwości używania stolik w tym samym czasie)	1265,-
D29460	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik dla hemiplegików, prawy (bez możliwości używania stolik w tym samym czasie)	1265,-

KOŁA

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	24 x 1" PU + 7" 175 x 33 PU	0,-
D22007	<input type="checkbox"/>	Koła tylne 22 x 1" PU + koła przednie 6" – 150 x 30 PU	565,-
M70315	<input type="checkbox"/>	Koła tylne 12½" PU z hamulcami bębnowymi (proszę pamiętać! Te koła dostarczane są w osobnym pudełku i powinny być zamontowane przez sprzedawcę)	1470,-
M70316	<input type="checkbox"/>	Koła tylne 16" PU z hamulcami bębnowymi (proszę pamiętać! Te koła dostarczane są w osobnym pudełku i powinny być zamontowane przez sprzedawcę)	1470,-
D22009	<input type="checkbox"/>	Przezroczysta osłona na szprychy	590,-
D22013	<input type="checkbox"/>	Osłona ciągów	480,-

AKCESORIA DO ZAGŁÓWKÓW (proszę także zobaczyć stronę 1)

D21027	<input type="checkbox"/>	Sztyca zagłówek (horyzontalnie) + 10 cm, długość 25 cm	340,-
D21028	<input type="checkbox"/>	Sztyca zagłówek (horyzontalnie) + 23 cm, długość 38 cm	380,-
D21054	<input type="checkbox"/>	Statyw zagłówek (wertyealnie) + 10 cm, długość 50 cm	340,-
D23004	<input type="checkbox"/>	Komfortowa poduszka zagłówek C – zdejmowany, tapicerka Mars	700,-
D23012	<input type="checkbox"/>	Tapicerka Easy Care dla zagłówek A, B, C – zdejmowana	340,-
D23015	<input type="checkbox"/>	Szara poduszka zagłówek w tapicerce Mars	920,-



STOLIKI (proszę także zobaczyć stronę 1)

D28826	<input type="checkbox"/>	Stolik odchylany dla szer. 35 – 40 cm	1030,-
D28832	<input type="checkbox"/>	Stolik odchylany dla szer. 43 – 50 cm	1030,-
D28828	<input type="checkbox"/>	Stolik z blokadą dla szer. 35 – 40 cm	1030,-
D28836	<input type="checkbox"/>	Stolik z blokadą dla szer. 45 – 50 cm	1030,-


AKCESORIA RÓŻNE

D21087	<input type="checkbox"/>	Zestaw Clinic (narzędzia i pokrętła)	460,-
D21239	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi do regulacji	380,-
D41987	<input type="checkbox"/>	Stojak do kroplówki	1270,-

DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji kąta siedziska (tilt)	-5° do +20°
Zakres regulacji kąta oparcia (recline)	92° do 137°
Całkowita szerokość wózka	Szerokość siedziska + 18 cm
Długość całkowita	102 cm z podnóżkami
Wysokość całkowita	105 cm
Waga wózka	Okolo 30 kg (bez poduszek)
Kolor ramy	Szary
Rodzaje tapicerki	Rozciągliwa & elastyczna tapicerka 3D; Tapicerka antybakteryjna Easy Care, zmywalna

Wysokość siedziska – BEZ poduszki siedziska (mierzona od podłoża do płyty siedziska)



Stosując D22007 (koła 22" + 6") można uzyskać wysokość siedziska 44 lub 46,5 cm.

Rodzaj podnóżków	Min. długość podudzia	Max. długość podudzia
Ręcznie regulowane podnóżki	32 cm	68 cm
Uniwersalne podnóżki	36 cm	50 cm