

Netti® III comfort



Data _____ Kod Klienta _____
 Adres zamawiającego _____ Osoba do kontaktu _____
 _____ Informacja _____
 _____ Inny adres dostawy _____

Adres zamawiającego = adres dostawy Oferta Zamówienie

Cena bazowa: 15 000,-PLN

Szerokość siedziska

D20035 35 cm
 D20038 38 cm
 D20040 40 cm
 D20043 43 cm
 D20045 45 cm
 D20050 50 cm

Głębokość siedziska

A 50,0 cm
 B 47,5 cm
 C 45,0 cm
 D 42,5 cm
 E 40,0 cm

Dla sepecjalnej głębokości siedziska powyżej 50 cm, proszę użyć formularza na Netti III HD.

Nośność Max. 145 kg

Wysokość siedziska sprawdź stronę 7

= Standardowe wyposażenie

RAMA

Kod produktu	Opis	Cena w PLN
Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Rączki prowadzące 300 mm, z regulacją wysokości, odchylane	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Podpora przeciwwyrotna ze stopką	0,-
D21808	<input type="checkbox"/> Rączki prowadzące 500 mm, z regulacją wysokości, odchylane	800,-
D20824	<input type="checkbox"/> Przedłużenie ramy z hamulcami na dolnej części ramy	1440,-
D81740	<input type="checkbox"/> Poręcz do pchania z regulacją wysokości i kąta	1150,-
D41074	<input type="checkbox"/> Zapięcie samochodowe	680,-
D21032	<input type="checkbox"/> Ogranicznik siłownika siedziska	240,-
D43032	<input type="checkbox"/> Blokada kąta nachylenia siedziska – bezstopniowa	1370,-
D21020	Dźwignia regulacji kąta siedziska (tilt) – montowany po str. <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P	500,-
D21040	Dźwignia regulacji kąta oparcia (recline) – montowany po str. <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P	500,-
D21022	<input type="checkbox"/> Tapicerka Easy Care dla siedziska i oparcia, zmywalna (nie dostępna dla VB Vent i Netti Sit °C, Kyphotic i Contour)	0,-
D40501	<input type="checkbox"/> Zwiększenie szerokości siedziska o 1,2 cm z każdej strony	1450,-

		dla standardowych kół (tylko dla szerokości 35 – 45 cm)	
D40502	<input type="checkbox"/>	Zwiększenie szerokości siedziska o 1,2 cm z każdej strony dla kół z hamulcami bębnowymi (tylko dla szerokości 35 – 45 cm)	1450,-
D40503	<input type="checkbox"/>	Zwiększenie szerokości siedziska o 2,7 cm z każdej strony dla standardowych kół (tylko dla szerokości 35 – 45 cm)	1450,-

HAMULCE

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Hamulec na ramie, dźwignia hamulca 9 cm	0,-
D21010	<input type="checkbox"/>	Hamulce bębnowe	980,-
D21029	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie dźwigni hamulca + 6 cm, długość: 15 cm	340,-
D21031	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie dźwigni hamulca + 16 cm, długość: 25 cm	380,-
D27282	<input type="checkbox"/>	Hamulec centralny – prawa strona (tylko z hamulcami bębnowymi)	1440,-
D27283	<input type="checkbox"/>	Hamulec centralny – lewa strona (tylko z hamulcami bębnowymi)	1440,-

OPARCIE

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Poduszka oparcia Netti Smart – stabilizacja boczna 12 cm, tapicerka 3D	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Wysokość oparcia 50 cm (z regulowaną tapicerką velcro back)	0,-
D21006	<input type="checkbox"/>	Wysokość oparcia 60 cm (zawiera przedłużenie oparcia + dłuższą poduszkę)	1260,-
D27376	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna korygująca lewa – dla poduszki Netti Smart	830,-
D27378	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna korygująca prawa – dla poduszki Netti Smart	830,-
D27542	<input type="checkbox"/>	Tapicerka uchwytu dla podpórki bocznej korygującej	420,-
D21023	<input type="checkbox"/>	Poduszka oparcia Netti STABIL – stabilizacja boczna 17 cm, tapicerka 3D	2120,-
D21123	<input type="checkbox"/>	Poduszka oparcia Netti SUPER STABIL wzmocniona stabilizacja boczna 17 cm, tapicerka 3D	2470,-
D26831	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna stabilizująca, lewa – dla Netti STABIL i SUPER STABIL	940,-
D26844	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna stabilizująca, prawa – dla Netti STABIL i SUPER STABIL	940,-
D27541	<input type="checkbox"/>	Tapicerka dla podpórki bocznej stabilizującej	580,-
D27700	<input type="checkbox"/>	Sztywne aluminiowe oparcie, wysokość oparcia 50 cm	1270,-
D27701	<input type="checkbox"/>	Sztywne aluminiowe oparcie, wysokość oparcia 60 cm, zawiera D21006	2520,-
D20881	<input type="checkbox"/>	Pas 4-punktowy tapicerowany z zamknięciem samochodowym	970,-
D21042	<input type="checkbox"/>	Dodatkowe podparcie odcinka lędźwiowego	700,-
D21084	<input type="checkbox"/>	Klin oparcia	700,-

SIEDZISKO

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Poduszka siedziska Netti UNO – tapicerka 3D	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Przesuwana płyta siedziska	0,-
D21074	<input type="checkbox"/>	Komfortowa płyta siedziska (nie występuje w kombinacji z przesuwaną płytą siedziska)	500,-
D21048	<input type="checkbox"/>	Nieprzemakalny pokrowiec poduszki siedziska (dla osób z inkontynencją)	900,-
D21007	<input type="checkbox"/>	Netti SIT – przeciwoleżynowa poduszka siedziska z nieprzemakalnym pokrowcem pod tapicerką 3D	1520,-
D21017	<input type="checkbox"/>	Netti SIT °C – przeciwoleżynowa poduszka siedziska z regulacją temperatury i tapicerką 3D	2120,-
D63400	<input type="checkbox"/>	Vital Base Venti - przeciwoleżynowa poduszka siedziska z tapicerką 3D	1880,-
D60001	<input type="checkbox"/>	Pasy odwodzące – szerokość siedziska 35 – 45 cm	2120,-
D60002	<input type="checkbox"/>	Pasy odwodzące – szerokość siedziska 50 – 60 cm	2120,-
D20845	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z tapicerką i zapięciem samochodowym	460,-
D27490	<input type="checkbox"/>	Klin mały, (W: 8 x L: 14 x H: 8 cm)	1000,-
D27491	<input type="checkbox"/>	Klin średni, (W: 11 x L: 15 x H: 8 cm)	1000,-
D27492	<input type="checkbox"/>	Klin duży, (W: 14 x L: 17 x H: 8 cm)	1000,-
D20830	<input type="checkbox"/>	Demontowalne podpórki kolan i ud	800,-

PODNOŻKI I AKCESORIA PODNOŻKÓW

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Ręcznie regulowane podnożki z regulacją długości, kąta nachylenia podnożka i stopek, z podpórkami pod łydki i tapicerką kolan	0,-
D24005	<input type="checkbox"/>	Uniwersalne podnożki z regulacją kąta zgięcia, regulowane poniżej 90° przy przykurczach w stawach kolanowych	500,-
D21080	<input type="checkbox"/>	Wzmocnione podnożki	2100,-
D21008	<input type="checkbox"/>	Siłownik dla regulowanych podnożków	750,-
D21081	<input type="checkbox"/>	Dodatkowe odwiedzenie dla podnożków, szer. +5 cm, (nie dla szer. 43 cm)	1620,-
D20828	<input type="checkbox"/>	Podpórka dla amputantów, lewa	1520,-
D20827	<input type="checkbox"/>	Podpórka dla amputantów, prawa	1520,-
D21044	<input type="checkbox"/>	Płyta podnożków, regulowana	850,-
D21041	<input type="checkbox"/>	Skrzynka podnożków tapicerowana	2000,-
D24000	<input type="checkbox"/>	Podpórki łydek zawiasowe (umożliwiające odchylenie pod siedzisko)	700,-
D21745	<input type="checkbox"/>	Tapicerka mocowania podpory pod łydki	210,-
D41617	<input type="checkbox"/>	Tapicerka podpory pod łydki miękka – (extra soft)	820,-
D23014	<input type="checkbox"/>	Paski do stabilizacji stóp	570,-
D28453	<input type="checkbox"/>	Tapicerka stopki podnożka (nie dla płyty i skrzynki podnożka)	1150,-

PODŁOKIETNIKI I AKCESORIA PODŁOKIETNIKÓW

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości (39,5 cm)	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kształtki podłokietnika 385 x 58 mm	0,-
D21014	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik wydłużony o 5 cm (44,5 cm)	1980,-
D21015	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik wydłużony o 10 cm (49,5 cm)	1980,-
D21077	<input type="checkbox"/>	Kształtki podłokietnika 420 x 80 mm	480,-
D21078	<input type="checkbox"/>	Kształtki podłokietnika 445 x 70 mm	480,-
D21079	<input type="checkbox"/>	Kształtki podłokietnika 525 x 80 mm	480,-
D21927	<input type="checkbox"/>	Kształtki podłokietnika wygięte z tyłu 525 x 80 mm	640,-
D41649	<input type="checkbox"/>	Tapicerka podłokietnika miękka (extra soft) (dostępna jedynie dla kształtek 385 x 58 mm) - 3D	430,-
D41650	<input type="checkbox"/>	Tapicerka podłokietnika miękka (extra soft) (dostępna jedynie dla kształtek 420 x 80 mm) - 3D	530,-
D23003	<input type="checkbox"/>	Poduszka dla hemiplegików	840,-
D22185	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik dla hemiplegików, lewy (bez możliwości używania stolika w tym samym czasie)	1270,-
D22186	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik dla hemiplegików, prawy (bez możliwości używania stolika w tym samym czasie)	1270,-

KOŁA TYLNE

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Koła tylne 24 x 1" PU Możliwe wielkości kół przednich	SH1 <input type="checkbox"/> 46,0 cm 5, 6 & 7"	SH2 <input type="checkbox"/> 49 cm 7 & 8"	0,-
D22006	<input type="checkbox"/>	Rozmiar kół tylnych: 1 3/8, flexel			260,-
D22008	<input type="checkbox"/>	Rozmiar kół tylnych: 1 3/8, pneumatyczne			260,-
D22007	<input type="checkbox"/>	Koła tylne 22 x 1" PU Możliwe wielkości kół przednich	SH1 <input type="checkbox"/> 43,5 cm 5 & 6"	SH2 <input type="checkbox"/> 46 cm 6 & 7"	570,-
D22002	<input type="checkbox"/>	Koła tylne 20 x 1" PU Możliwe wielkości kół przednich		SH2 <input type="checkbox"/> 43,5 cm 5 & 6"	590,-
D21034	<input type="checkbox"/>	Koła z hamulcami bębnowymi 12 1/2" pneum. Możliwe wielkości kół przednich	SH1 <input type="checkbox"/> 48,5 cm 5 & 6"	SH2 <input type="checkbox"/> 50 cm 7"	1470,-
D21035	<input type="checkbox"/>	Koła z hamulcami bębnowymi 12 1/2" flexel Możliwe wielkości kół przednich	SH1 <input type="checkbox"/> 48,5 cm 5 & 6"	SH2 <input type="checkbox"/> 50 cm 7"	1470,-
D22010	<input type="checkbox"/>	Koła tylne 26 x 1 3/8" flexel Możliwe wielkości kół przednich	SH1 <input type="checkbox"/> 48,5 cm 7 & 8"		590,-
D20832	<input type="checkbox"/>	Koła z napędem na jedną rękę (24x1 3/8 DB)	L <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>	7000,-
D22009	<input type="checkbox"/>	Przezroczysta osłona na szprychy			590,-
D22013	<input type="checkbox"/>	Osłona ciągów			480,-

KOŁA PRZEDNIE

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Koła przednie: 7" – 175 x 33 PU	0,-
D21021	<input type="checkbox"/>	Koła przednie: 7" – 175 x 45 flexel	340,-
D21012	<input type="checkbox"/>	Koła przednie: 7" – 175 x 45 pneumatyczne	340,-
D22003	<input type="checkbox"/>	Koła przednie: 5" – 125 x 27 PU	340,-
D22005	<input type="checkbox"/>	Koła przednie: 6" – 150 x 30 PU	340,-
D21026	<input type="checkbox"/>	Koła przednie: 8" – 200 x 50 flexel	340,-
D20664	<input type="checkbox"/>	Dystanse kół przednich dla ułatwienia napędzania wózka nogami (najlepiej razem z podnóżkami D24005)	680,-

ZAGŁÓWKI I AKCESORIA ZAGŁÓWKÓW



D20575	<input type="checkbox"/>	Zaglówek A, stabilizujący	960,-
D20574	<input type="checkbox"/>	Zaglówek B, mały, owalny	960,-
D20573	<input type="checkbox"/>	Zaglówek C, płaski, prostokątny	960,-
D20576	<input type="checkbox"/>	Zaglówek komfortowy (D) (rozkładający siły nacisku) – tylko tapicerka 3D	1150,-
D21027	<input type="checkbox"/>	Szytka zagłówek (horyzontalnie) + 10 cm, długość 25 cm	340,-
D21028	<input type="checkbox"/>	Szytka zagłówek (horyzontalnie) + 23 cm, długość 38 cm	380,-
D21054	<input type="checkbox"/>	Statyw zagłówek (wertekalnie) + 10 cm, długość 50 cm	340,-
D23004	<input type="checkbox"/>	Komfortowa poduszka zagłówek C – zdejmowany, tapicerka Mars	690,-
D23012	<input type="checkbox"/>	Tapicerka Easy Care dla zagłówek A, B, C – zdejmowana	340,-
D23015	<input type="checkbox"/>	Szara poduszka zagłówek w tapicerce Mars	920,-
D23017	<input type="checkbox"/>	Stabilizator zagłówek - szer. 35 – 50 cm (zalecany przy transporcie samochodem)	1100,-

STOLIKI

D21059	<input type="checkbox"/>	Stolik uniwersalny dla szerokości 35 – 43 cm	840,-
D21060	<input type="checkbox"/>	Stolik uniwersalny dla szerokości 45 – 50 cm (dla szerokości 50 cm i kształtek D21077, proszę wybrać stół D21063)	840,-
D21063	<input type="checkbox"/>	Stolik uniwersalny dla szerokości 55 + 60 cm (wymagany dla szerokości 50 cm z kształtkami D21077)	1000,-
D21050	<input type="checkbox"/>	Stolik wzmocniony dla szer. 35 – 43 cm	1520,-
D21053	<input type="checkbox"/>	Stolik wzmocniony dla szer. 45 – 50 cm (nie możliwy dla szer. 50 cm jeśli razem z kształtkami D21077)	1520,-
D24001	<input type="checkbox"/>	Stolik odchylany (nie możliwy dla szer. 50 cm jeśli razem z kształtkami D21077)	1030,-
D24002	<input type="checkbox"/>	Stolik z blokadą (nie możliwy dla szer. 50 cm jeśli razem z kształtkami D21077)	1030,-
D21052	<input type="checkbox"/>	Tapicerka do stolika	490,-
D23006	<input type="checkbox"/>	Półstolik tapicerowany, lewy	1640,-
D23005	<input type="checkbox"/>	Półstolik tapicerowany, prawy	1640,-

AKCESORIA RÓŻNE


D21087	<input type="checkbox"/>	Zestaw Clinic (narzędzia i pokrętła)	460,-
D21239	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi do regulacji	380,-
D41987	<input type="checkbox"/>	Stojak do kroplówki	1270,-


DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji kąta siedziska (tilt)	-9° do +16°
Zakres regulacji kąta oparcia (recline)	86° do 133°
Całkowita szerokość wózka	Szerokość siedziska + 21 cm
Długość całkowita	102 cm z podnóżkami
Wysokość całkowita	105 cm
Waga wózka	Okolo 36 kg (bez poduszek)
Kolor ramy	Srebrny
Rodzaje tapicerki	Rozciągliwa & elastyczna tapicerka 3D; Tapicerka antybakteryjna Easy Care, zmywalna

Wysokość siedziska – BEZ poduszki siedziska (mierzona od podłoża do płyty siedziska)

Netti III Widok ramy z lewej strony	Wysokości siedziska (SH) przy zastosowaniu różnych kąt tylnych/przednich w zależności od miejsca montażu kół (1-2-3 → H1, 4-5-6 → H2)
---	---

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Koła przednie </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">Koła przednie wersja z H1</p> <p>8 Inch + 26" = SH 48,5cm 7 Inch + 24" = SH 48,5cm 7 Inch + 26" = SH 48,5cm 6 Inch + 24" = SH 46,0cm 6 Inch + 22" = SH 43,5cm 6 Inch + 12" = SH 48,5cm 5 Inch + 24" = SH 46,0cm 5 Inch + 22" = SH 43,5cm 5 Inch + 20" = SH 40,5cm 5 Inch + 12" = SH 48,5cm</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">Koła przednie - wersja z H2</p> <p>8 Inch + 26" = SH 51,5cm 8 Inch + 24" = SH 49,0cm 7 Inch + 24" = SH 49,0cm 7 Inch + 22" = SH 46,0cm 7 Inch + 12" = SH 50,0cm 6 Inch + 22" = SH 46,0cm 6 Inch + 20" = SH 43,5cm</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Oferujemy 3 różne widelce do kół przednich. Otrzymasz właściwy w zależności od wysokości siedziska </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Bok ramy w tylnej części wózka </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Otwory 1, 2, 3 dla 12" – 20" – 22" – 24" – 26"</p> <p>12" = H1 = wysokość siedziska 48,5 cm 20" = H1 = wysokość siedziska 40,5 cm 22" = H1 = wysokość siedziska 43,5 cm 24" = H1 = wysokość siedziska 46,0 cm 26" = H1 = wysokość siedziska 48,5 cm</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Otwory 4, 5, 6 dla 12" – 20" – 22" – 24" – 26"</p> <p>12" = H2 = wysokość siedziska 50,0 cm 20" = H2 = wysokość siedziska 43,5 cm 22" = H2 = wysokość siedziska 46,0 cm 24" = H2 = wysokość siedziska 49,0 cm 26" = H2 = wysokość siedziska 51,5 cm</p> </div> </div> </div>
---	---



Karta pomiarowa

1. głębokość siedziska	= _____ cm
2. długość podudzi (podnóżków)	= _____ cm
3. odległość siedziska do pachy	= _____ cm
4. odległość siedziska do ramienia	= _____ cm
5. odległość siedziska do głowy	= _____ cm
6. szerokość siedziska	= _____ cm

Rodzaj podnóżków	Min. długość podudzia	Max. długość podudzia
Ręcznie regulowane podnóżki	32 cm	68 cm
Uniwersalne podnóżki	36 cm	50 cm