



Zamówienie Nr \_\_\_\_\_  Zapytanie  
 Data \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_  
 Nr referencyjny klienta \_\_\_\_\_

# STRONA 1/2

ważne na rok 2011

Dystrybutor



**Klucz oznaczenia**  Standard  Opcja

## QUASAR

Quasar – belka stała  Quasar – belka ruchoma

**L Szerokość siedziska**  34  36  38  40  42  44  
**P Głębokość siedziska**  36  38  40  42  44  46  
**HS Wysokość oparcia**  27  29  31  33  35  37  39  41  
**HA Wysokość przodu**  46  48  50  
**HP Wysokość tyłu**  40  42  44  46  48  
**DP Długość podudzi**  37  39  41  43  45  47  49

cm



### Kolor ramy

Błyszczący tytan  Perłowy biały  Błyszczący czarny  
 Zielony  Morski  Stare złoto  
 Niebieski  Jasno purpurowy  Perłowy szary  
 ..... (zobacz kolory w katalogu)

①


### Tapicerka

②


Nylon  
 Oddychająca

### Podnózek

③




Otwarty




Pełny  
 (wypełnienie włóknem węglowym)

### Rączki


④



Bez rączek




Standardowe



Proste regulowane  
 na wysokość

### Odległość pomiędzy środkiem piasty a oparciem


⑤



9 cm (standard)  7 cm  
 0 cm (amputanci)  11 cm  
 3 cm  13 cm  
 5 cm

### Kąt oparcia


⑥



89°  
 91° (standard)  
 93°

### Kąt ramy

⑦



78° (standard) (A=16 cm)  
 70° (A=23 cm)

### Camber

⑧

1°  2°  
 3°  4°

### Oslony ubrania

⑨



Aluminiowe z błotnikiem  Proste aluminiowe  
 z włókna węglowego

### Hamulce

⑩




Standardowe



Chowane pod ramę

### Koła antywywrotne - wysuwane

⑪



Prawe  
 Lewe

### Notatki



Zamówienie Nr \_\_\_\_\_  Zapytanie  
 Data \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_  
 Nr referencyjny klienta \_\_\_\_\_

**STRONA 2/2**

**QUASAR**

ważne na rok 2011

Dystrybutor

Mobilex Sp. z o.o. 91-204 Łódź, ul. Radwańska 23/1 Tel: +48 42 2142911 Fax: +48 42 2141405 e-mail: info@mobilex.pl - www.mobilex.pl

**Koła tylne** (12)

- 24" Ultralekkie ( 24 szprychy)
- 24" Lekkie (24 szprychy)
- 24" Star 6x3 (18 szprych)
- 24" (36 szprychy)
- 24" Górskie
- 24" Spinergy
- 24" Racer Black
- 24" Racer Grey
- 24" Racer Red
- 24" Racer Blue

**Opony**

- Pneumatyczne Right Run
- Pneumatyczne Maraton Plus
- Pneumatyczne wysokociś. gładkie
- Pneumatyczne wysokociś. z bieżnikiem
- Pełne ( niedostępne do ultralekkich kół)

**Ciągi** (13)

- Aluminiowe
- Aluminiowe ciemne
- Stal chromowana
- Tytanowe
- Pokryte gumą
- Z pokryciem silikonowym


**Ośłony szprych** (14)

- Przezroczyste
- Białe
- Czarne
- Multikolor
- Czarne z czerwonym
- Czarne z niebieskim
- Czarne z zielonym
- Alfabet

**Koła przednie** (15)

- 80 (3") pełne
- 80 (3") pełne świecące
- 100 (4"x1/4) pełne z plastikową felgą
- 100 (4"x1) pełne świecące
- 100 (4"x1) pełne aluminiową felgą
- 100 (4"x1 1/4) pełne z aluminio. felgą
- 125 (5"x1 1/4) pełne z plastik. felgą
- 125 (5"x1) pełne z aluminiową felgą
- 125 (5"x1 1/4) pełne z aluminio. felgą
- 150 (6") pneumatyczne
- 150 (6") pełne

**Kieszenie** (16)



Mała pod siedziskiem



Na oparciu z tyłu

**Poduszka** (17)

Z pianki poliuretanowej



- Wysokość 3 cm
- Wysokość 5 cm

**Zestaw anodyzujący** (18)

(Obręcz tylnych kół, piasty oraz widelce)

- Czarny
- Srebrny
- Zielony
- Błękitny
- Czerwony
- Pomarańczowy
- Ciemny róż metalik (tylko lekkie koła)

**Opcje**

- 33  Rzep męski na siedzisku
- 34  Rzep damski na siedzisku
- 37  Kamizelka
- 38  Pas piersiowy
- 39  Pas odwodzący
- 48  Pas biodrowy

**Notatki**

**7,0 kg konfiguracja (BELKA STAŁA)**  
**7,4 kg konfiguracja ( BELKA RUCHOMA)**

- wózek o wymiarach 38x40x31 cm
- nylonowa tapicerka
- kolor ramy błyszczący tytan
- otwarty podnóżek
- bez rączek
- boczki aluminiowe z błotnikami z włókna węglowego
- hamulec chowany pod ramę
- koła ultralekkie
- opona pneumatyczna wysokociśnieniowa gładka
- ultralekkie ciągi
- koła przednie 80 mm
- bez kieszeni

Maksymalne obciążenie 100 kg.