



KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY ACTIMOVE CERVICAL (COMFORT)

Dofinansowanie:

M.062.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

M.062.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Actimove Cervical Comfort to anatomiczny kołnierz typu Florida stabilizujący odcinek szyjny kręgosłupa. Przeznaczony do stosowania zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki zapięciom rzepowym łatwo się go zakłada i zdejmuje, również samodzielnie przez pacjenta. Łatwy w utrzymaniu czystości. Wykonany z gęstej pianki.



WSKAZANIA

- ostry lub chroniczny syndrom bolesności szyi
- zaburzenia ukrwienia odcinka szyjnego kręgosłupa
- zwyrodnienia w obrębie kręgów szyjnych

rozmiar	XS	S	M	L	XL
obwód szyi	26-33 cm	30-36 cm	33-39 cm	36-42 cm	39-45 cm
wysokość szyi	6,5 cm	7,5 cm	9 cm	10 cm	11 cm



KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY ACTIMOVE CERVICAL (ECO MEDIUM)

Actimove Cervical Eco to kołnierz wykonany z gęstej pianki, zapewniający stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa. Dzięki anatomicznemu kształtowi i zapięciom na rzep umożliwia samodzielne dopasowanie i zapięcie przez pacjenta. Łatwy w utrzymaniu czystości dzięki zdejmowanej bawełnianej osłonce kołnierza.



WSKAZANIA

- ostry lub chroniczny syndrom bolesności szyi
- zaburzenia ukrwienia odcinka szyjnego kręgosłupa
- zwyrodnienia w obrębie kręgów szyjnych

rozmiar	XS	S	M	L	XL
obwód szyi	26-33 cm	30-36 cm	33-39 cm	36-42 cm	39-45 cm
wysokość szyi	6,5 cm	7,5 cm	9 cm	10 cm	11 cm