

LASKI I KULE ORTOPEDYCZNE

LASKI INWALIDZKIE



LASKI INWALIDZKIE Z REGULACJĄ DŁUGOŚCI (walking cane) ozdobne

Laski inwalidzkie aluminiowe, ozdobne ułatwiają osobom niepełnosprawnym i starszym poruszanie się. Mają w standardzie regulację wysokości i pochwyt wykonany z drewna klonowego. Dostępne są w czterech wzorach: szkocka krata, kwiaty, szachownica i grafit (marmurek).



krata
brązowa
kwiaty
szachownica

zakres regulacji wysokości	skok regulacji wysokości	waga	średnica wewnętrzna gumowej stopki laski	średnica podstawy gumowej stopki laski	obciążenie
75-97,5 cm	2,5 cm	0,4 kg	19 mm	38 mm	do 100 kg



LASKI INWALIDZKIE Z REGULACJĄ DŁUGOŚCI

Laski inwalidzkie aluminiowe, ułatwiają osobom niepełnosprawnym i starszym poruszanie się. Mają w standardzie regulację wysokości i pochwyt wykonany z drewna. Dostępne w dwóch kolorach: czarnym i brązowym.



zakres regulacji wysokości	skok regulacji wysokości	waga	średnica wewnętrzna gumowej stopki laski	średnica podstawy gumowej stopki laski	obciążenie
78-100 cm	2,5 cm	0,4 kg	19 mm	38 mm	do 100 kg