

# LASKI I KULE ORTOPEDYCZNE GUMOWE STOPKI NA KULE I LASKI INWALIDZKIE



## GUMOWE STOPKI DO KUL INWALIDZKICH

Gumowe stopki do kul inwalidzkich różnego typu.  
Dostępne w kolorach: czarny, szary, pomarańczowy.



średnica wewnętrzna stopki	średnica zewnętrzna podstawy stopki	wysokość stopki
19 mm (dotyczy stopki do kul łokciowych) 22 mm (dotyczy stopki do kul pachowych i uchylnych)	38 mm (dotyczy stopki do kul łokciowych) 42 mm (dotyczy stopki do kul pachowych i uchylnych)	50 mm (dotyczy stopki do kul łokciowych) 55 mm (dotyczy stopki do kul pachowych i uchylnych)



## GUMOWE STOPKI DO LASEK INWALIDZKICH

Uniwersalne stopki gumowe do lasek inwalidzkich.  
Dostępne w kolorze czarnym.



średnica wewnętrzna stopki	średnica zewnętrzna podstawy stopki	wysokość stopki
19 mm	38 mm	45 mm



## NASADKI ZIMOWE NA LASKI I KULE

Uniwersalna nasadka antypoślizgowa, z prostym montażem, do wszystkich rodzajów kul i lasek.

