




## DYSK OBROTOWY MIĘKKI ALPHA® TURNING DISK SOFT (Soft – Drehscheibe)

Dysk pozwala w łatwy sposób obracać w miejscu siedzącego na nim pacjenta bez użycia siły przez pacjenta i opiekuna. Może być wykorzystywany na wielu płaszczyznach w znaczny sposób ułatwiając opiekunowi pracę z pacjentem np. przy układaniu pacjenta na łóżku czy w momencie chęci przesadzenia go z łóżka na wózek inwalidzki. Maksymalne obciążenie 200 kg. Możliwość prania w 60°C.




PM-5070	
rozmiar	średnica 46 cm
maksymalne obciążenie	200 kg



## DYSK OBROTOWY TWARDY ALPHA® TURNING DISK (Petermann Alpha® Drehscheibe/Turntable)

Dysk pozwala w łatwy sposób przesadzać pacjenta z wózka inwalidzkiego na łóżko i odwrotnie, który jest w stanie przy asekuracji opiekuna utrzymać się w pozycji stojącej na nogach. Produkt w znaczny sposób ułatwia opiekunowi pracę z pacjentem.



PM-5080	
rozmiar	średnica 40 cm
maksymalne obciążenie	200 kg