

SCHODOŁĄZY I RAMPY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SCHODOŁĄZY



S-MAX SCHODOŁĄZ KROCZĄCY Z PŁOZAMI

**Dofinansowanie:
MOPS/PCPR**

Lekki, mały gabarytowo, poręczny schodołaz z płozami do wspinania różnych rodzajów wózków inwalidzkich. Produkowany w Niemczech przez renomowaną firmę AAT.

S-Max pozwala pokonywać schody nie schodząc z własnego wózka inwalidzkiego. Dla klientów indywidualnych najbardziej zalecana jest wersja, gdzie przyrząd jest dostosowany do konkretnego modelu wózka, na jakim porusza się osoba zainteresowana. Wersja ta wymaga jednak posiadania nowoczesnego wózka wyposażonego w szybkozłączka tylnych kół. Jest za to najlżejsza i najbardziej zwrotna ze wszystkich typów. Jeśli jednak ktoś nie posiada takiego wózka – poradzimy z tym sobie dzięki wersji z płozami umożliwiającą bezproblemowe zamontowanie niemal każdego typu wózka. Wersja ta jest również idealna dla miejsc użyteczności publicznej często odwiedzanych przez osoby na różnych wózkach inwalidzkich. Schodołaz posiada amortyzację tzw. Soft Step w standardzie.

PARAMETRY TECHNICZNE

maksymalna prędkość	20 stopni na minutę
moc silnika	200 W
masa całkowita	22 kg
maksymalne obciążenie	135 kg (opcja 160 kg)
zakres pracy	390 stopni
maksymalna wysokość stopnia	22 cm
całkowity wymiar urządzenia (długość / szerokość / wysokość)	32 x 49,5 x 115-155 cm
pojemność akumulatora	12V 3,3Ah – 2 sztuki
max. wysokość stopnia	21 cm

