

SCHODOŁAZY I RAMPY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RAMPY



DF/SF I SR PRZENOŚNE RAMPY PODJAZDOWE do wózków inwalidzkich

Dofinansowanie:
MOPS/PCPR

Nasze rampy są trwałe i lekkie, a rozłożenie ich nie zajmuje więcej niż 30 sekund. Po złożeniu nie są większe i bardziej nieporęczne od zwykłej walizki, a dzięki zamontowanemu uchwytowi przenosi się je łatwo i szybko. Nawierzchnia rampy wykonana jest z przeciwpoślizgowego materiału. Spora paleta rozmiarów zapewnia pokonanie stromizn – od najniższych krawężników, aż po 6-stopniowe schody. Z naszą rampą pokonasz każdy próg.

SKŁADANIE	ROZMIAR	MAKS. OBCIĄŻENIE	WAGA RAMPY	MAKS. nachylenie / wysokość schodów
walizka składana pojedynczo SF	92 cm	300 kg	8 kg	12° / 18 cm
walizka składana pojedynczo SF	120 cm	300 kg	10,5 kg	12° / 24 cm
walizka składana pojedynczo SF	150 cm	300 kg	12,5 kg	12° / 30 cm
walizka składana podwójnie DF	180 cm	300 kg	16 kg	12° / 36 cm
walizka składana podwójnie DF	240 cm	300 kg	22 kg	12° / 48 cm
walizka składana podwójnie DF	300 cm	300 kg	27,2 kg	12° / 60 cm