

# SCHODOŁAZY I RAMPY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## RAMPY



## TR/LR PRZENOŚNE RAMPY PODJAZDOWE do wózków inwalidzkich (rampy teleskopowe)

Dofinansowanie:  
MOPS/PCPR

Ten rodzaj ramp teleskopowych jest bardzo wygodny w rozkładaniu i składaniu. Są to rampy uniwersalne, zarówno używane przy likwidacji progów, ale także ułatwiają transport ciężkich ładunków do samochodu. Można dowolnie regulować rozstaw ramp od siebie, co pozwala na ich wykorzystanie do wózków o bardzo różnych rozmiarach. Nawierzchnia rampy wykonana jest z przeciwpoślizgowego materiału. Spora paleta rozmiarów zapewnia pokonanie stromizn – od najniższych krawężników, aż po 6-stopniowe schody.



	TR-150	TR-210	TR-300
rozmiar	20 x 150 cm	20 x 210 cm	20 x 300 cm
maksymalne obciążenie	225 kg	225 kg	225 kg
waga rampy	2 x 5,5 kg	2 x 7,5 kg	2 x 9,5 kg



## SC RAMPY DO WÓZKÓW INWALIDZKICH (RAMPY ŻEBROWANE)

Dofinansowanie: MOPS/PCPR

Rampy żebrowane są nową wersją od lat znanych Państwu ramp podjazdowych z naszej oferty. Posiadają nową powierzchnię podjazdową – żebrowaną co daje jeszcze większy komfort w użytkowaniu i przede wszystkim w konserwacji. Składane są w pojedynczą walizkę oraz dostępne są w dwóch długościach: 71 x 120 cm, 71 x 150 cm.



	SC-45	SC-60	SC-90	SC-120	SC-150	SC-180
pojedyncza walizka	76 x 45 cm	76 x 60 cm	76 x 90 cm	76 x 120 cm	76 x 150 cm	76 x 180 cm
maksymalne obciążenie	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
waga rampy	4,5 kg	6,5 kg	9,0 kg	12,0 kg	15,0 kg	18,0 kg
nachylenie / wysokość	12° / 9 cm	12° / 12 cm	12° / 18 cm	12° / 24 cm	12° / 30 cm	12° / 36 cm