

PIONIZATORY I PARAPODIA

DZIECIĘCE PARAPODIUM STATYCZNE



ORMESA® CE
 • MADE IN ITALY SINCE 1980 •

MINI STANDY PIONIZATOR STATYCZNY

Dofinansowanie:

P.125 NFZ – kod refundacji NFZ
 PCPR/MOPS

Dziecięce parapodium statyczne w pełni regulowane na wysokość i głębokość. Produkowane w trzech rozmiarach. Pionizator wyposażony jest w stolik do terapii manualnej oraz kółka umożliwiające zmianę lokalizacji naszego podopiecznego podczas trwania procesu pionizacji.



| ROZMIAR | 1 | 2 | 3 |
|--|-----------|-----------|------------|
| obwód obejmujący klatki piersiowej | 60 cm | 65 cm | 70 cm |
| wysokość od podstawy do stawów kolanowych | 14-26 cm | 14-32 cm | 14-42 cm |
| wysokość od podstawy do kolca górnego przedniego | 41-55 cm | 52-68 cm | 62-86 cm |
| wysokość od podstawy do dołu pachowego | 53-72 cm | 67-94 cm | 82-110 cm |
| wysokość stolika od podstawy | 49-77 cm | 59-87 cm | 69-100 cm |
| długość całkowita urządzenia | 74-86 cm | 78-90 cm | 83-95 cm |
| szerokość całkowita urządzenia | 64 cm | 65 cm | 70 cm |
| waga urządzenia | 19 kg | 21 kg | 23 kg |
| maksymalna waga dziecka | 35 kg | 45 kg | 55 kg |
| wzrost użytkownika | 75-100 cm | 95-125 cm | 120-150 cm |