

PIONIZATORY I PARAPODIA

DZIECIĘCE PARAPODIUM STATYCZNE



ORMESA® CE
 • MADE IN ITALY SINCE 1960 •

MINI STANDY PIONIZATOR STATYCZNY

Dofinansowanie:
 S.10.01 NFZ – kod refundacji NFZ

Dziecięce parapodium statyczne w pełni regulowane na wysokość i głębokość. Produkowane w trzech rozmiarach. Pionizator wyposażony jest w stolik do terapii manualnej oraz kółka umożliwiające zmianę lokalizacji naszego podopiecznego podczas trwania procesu pionizacji.



ROZMIAR	1	2	3
obwód obejmujący klatki piersiowej	60 cm	65 cm	70 cm
wysokość od podstawy do stawów kolanowych	14-26 cm	14-32 cm	14-42 cm
wysokość od podstawy do kolca górnego przedniego	41-55 cm	52-68 cm	62-86 cm
wysokość od podstawy do dołu pachowego	53-72 cm	67-94 cm	82-110 cm
wysokość stolika od podstawy	49-77 cm	59-87 cm	69-100 cm
długość całkowita urządzenia	74-86 cm	78-90 cm	83-95 cm
szerokość całkowita urządzenia	64 cm	65 cm	70 cm
waga urządzenia	19 kg	21 kg	23 kg
maksymalna waga dziecka	35 kg	45 kg	55 kg
wzrost użytkownika	75-100 cm	95-125 cm	120-150 cm