

# PIONIZATORY I PARAPODIA

## PARAPODIUM STATYCZNE



**ORMESA®** CE

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

## STANDY PIONIZATOR STATYCZNY

Dofinansowanie:

S.10.01 NFZ – kod refundacji NFZ

Parapodium statyczne to rezultat badań i doświadczenia firmy Ormesa w branży rehabilitacyjnej. Zapewnia on pionizację i utrzymanie optymalnej oraz stabilnej postawy chorego.

Zawiera w standardzie:

- podstawę
- podpory kolan regulowane na wysokość i szerokość
- stolik do terapii manualnej
- regulowane podpory cięta: przednią i tylną

\* Zapytaj o elektroniczną wersję produktu Elektro Wing

ROZMIAR	STANDY 3	STANDY 4
szerokość klatki piersiowej w płaszczyźnie czołowej	30 cm	37 cm
wysokość od podstawy do stawów kolanowych	20-52 cm	28-58 cm
wysokość od podstawy do bioder	63-93 cm	73-112 cm
wysokość od podstawy do mostka (wrostek miecz. mostka)	84-120 cm	94-130 cm
wysokość stolika	103-119 cm	124-138 cm
rozmiar podstawy	69 x 76 cm	75 x 85 cm
długość całkowita urządzenia	89 cm	102 cm
szerokość całkowita urządzenia	74 cm	80 cm
waga urządzenia	28,9 kg	38 kg
maksymalne obciążenie	90 kg	120 kg