

FOTELIKI REHABILITACYJNE DLA DZIECI



Birillo ze stabilizacją pleców i głowy



Stolik

ORMESA® CE
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

BIRILLO FOTELIK REHABILITACYJNY

Dofinansowanie:

S.23.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

To aktywny fotelik dla dzieci z wszelkimi dysfunkcjami i ograniczeniami lokomocyjnymi. Dzięki zastosowanym w pełni skrętnym kółkom (z opcją blokady kierunkowej oraz postojowej) produkt pomaga w samodzielnym przemieszczaniu się dziecka w otaczającym go świecie. Najwyższej jakości zastosowane materiały zapewniają komfort korzystania z fotelika. Bezpieczeństwo zapewniają standardowe elementy wyposażenia, jak regulowany na głębokość klin oraz regulowana na wysokość oraz głębokość przednia barierka.

Opcjonalnym wyposażeniem fotelika jest transparentny stolik oraz regulowany na wysokość zagłówek. Dzięki regulowanej wysokości siedziska od podłoża otrzymują Państwo dla swojego dziecka produkt na dłuższy okres użytkowania, a zastosowane przy kołach elementy osłonowe zabezpieczą wyposażenie domu przed uszkodzeniami.

rozmiar	szerokość całkowita	głębokość całkowita	odległość od podłoża do siedziska	odległość od podłoża do barierki	waga urządzenia	wiek dziecka	maksymalna waga dziecka
1	59 cm	47 cm	17-25 cm	34-44 cm	8,5 kg	2-3,5 lat	30 kg
2	64 cm	52 cm	19-28 cm	37-52 cm	10 kg	3,5-5 lat	40 kg
3	72 cm	58 cm	20-32 cm	39-59 cm	11 kg	5-6,5 lat	50 kg
4	77 cm	59 cm	21-38 cm	44-69 cm	12,8 kg	6,5-8 lat	60 kg