

# PODNOŚNIKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## PODNOŚNIKI BASENOWE



## PANDA POOL MOBILNY PODNOŚNIK BASENOWY

Jest to najnowsze urządzenie firmy DiGi Project. Najbardziej nowoczesny podnośnik basenowy, który jest całkowicie automatyczny zarówno podczas prowadzenia jak i wykonywania wszystkich funkcji opuszczania i podnoszenia osoby siedzącej na podnośniku. Bardzo łatwy w obsłudze, maksymalne obciążenie wynosi do 145 kg. Uniwersalny na każdym basenie lub kompleksie basenowym. Posiada 8 poziomów bezpiecznego opuszczania. Szczególnie polecamy wszystkim ośrodkom, które chcą otworzyć się na osoby starsze i z niepełnosprawnością, dając im możliwość komfortu i korzystania ze wszystkich basenów. Podnośnik ten będzie zdecydowanie świadczył o nowoczesności i dostępności danego kompleksu basenowego dla każdego.

### PARAMETRY TECHNICZNE

maksymalne obciążenie	150 kg
zasięg ramienia	150 cm
czas opuszczania podnośnika z obciążeniem	25 sekund
czas podnoszenia ramienia podnośnika z obciążeniem	18 sekund
waga	260 kg
bateria	24 V
dwie prędkości do obsługi	-
dotychczasowy manualny system prowadzenia i obsługi w standardzie w razie awarii systemu elektronicznego	-

