


# PODNOŚNIKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## PODNOŚNIKI BASENOWE



## PODNOŚNIK BASENOWY F145/F145B

To specjalny podnośnik basenowy, który może być zastosowany przy basenach ze ścianami, wystających z podłoża, ale także do basenów nieckowatych. Może być zamontowany na pomoście czy na łodzi. Jest mały gabarytowo, o prostej konstrukcji, występuje wraz z krzesłem. Maksymalne obciążenie to 140 kg. Czas podnoszenia i opuszczania to 40 sekund. Łatwo można go usunąć, gdy nie będzie potrzebny.



### PARAMETRY TECHNICZNE

maksymalne obciążenie	140 kg
zasięg ramienia	-135 cm z podparciem
czas opuszczania podnośnika z obciążeniem	40 sekund
czas podnoszenia ramienia podnośnika z obciążeniem	40 sekund
waga urządzenia	63 kg
bateria	24 V
moc	12 V
rotacja ramienia	360 stopni
wielkość mocowania w podłożu	40 x 40 cm

