

PODNOŚNIKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PODNOŚNIKI



PODNOŚNIK ULISSE AO (do 180kg)

Profesjonalne hydrauliczne urządzenie do łatwego przemieszczania oraz transportu pacjentów. Podnośnik znajduje zastosowanie przy przesadzaniu chorego np. z łóżka na wózek oraz pomaga przy codziennych zabiegach higieniczno – pielęgnacyjnych. Dzięki swojej niezawodnej konstrukcji i prostej obsłudze jest gwarancją bezpieczeństwa i wygody dla chorych jak i opiekunów.

Wyposażenie podstawowe:

- Podnośnik wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
- Hydrauliczny siłownik o maksymalnym udźwigu 180 kg.
- Ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokada jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniają pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego.
- Czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego – specjalnej podwieszki, z możliwością regulacji daje pewną i stabilną pozycję pacjenta – M028/A.
- Wytrzymała, elastyczna oraz komfortowe nosidło do kąpeli daje gwarancje bezpieczeństwa i wygody.
- Możliwość manewrowania na małej przestrzeni – wystarczy powierzchnia 140 cm x 140 cm, aby w pełni korzystać z funkcji podnośnika.

PARAMETRY TECHNICZNE

masa całkowita wyrobu	39 kg
dopuszczalne obciążenie	180 kg
długość urządzenia	122 cm
szerokość urządzenia (zakres)	65 / 103 cm
wysokość urządzenia z uwzględnieniem minimalnego zasięgu ramienia	197 cm
zakres podnoszenia ramienia (od najniższych haków wieszaka do ziemi)	73 / 166 cm
minimalna przestrzeń manewrowa	140 x 140 cm
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu)	-10 + 40°C
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania	0 + 40°C
wymiary opakowania	124 x 68 x 39 cm
całkowita masa opakowania wyrobu	47,5 kg
zmierzony poziom hałasu	< 45 dB
długość podstawy (do poprzeczki)	81,5 cm
wysokość podstawy od ziemi (uwzględnia śrubę mocującą kółko)	14 cm