

ARTYKUŁY REHABILITACYJNE I WSPOMAGAJĄCE

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY, ROTOR



ARIA MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY (ZMIENNOCIŚNIENIOWY)

Dofinansowanie:
S.04.01.B NFZ – kod refundacji NFZ

	materac	kompresor
maksymalne obciążenie	130 kg	-
waga	-	1,1 kg
długość	200 cm	27,5 cm
szerokość	90 cm	10 cm
wysokość	6 cm	10 cm
napięcie	n/d	~220V/50Hz
cykl pracy	-	12 min

Materac przeciwodleżynowy został zaprojektowany specjalnie dla pacjentów narażonych na ryzyko powstania odleżyn, obłożnie chorych, ciągle leżących. Działa profilaktycznie. Produkt z naszej oferty jest materacem zmiennociśnieniowym – bąbelkowym. W łatwy sposób, za pomocą pokręta na kompresorze możemy płynnie regulować stopień wypełnienia komór powietrzem. Podział materaca na komory powietrzne zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, odpowiednią wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz komfort temperaturowy (dzięki właściwościom izolacyjnym powietrza). Materac wykonany jest z wytrzymałego materiału, przyjaznego dla skóry pacjenta. Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości.

Materac jest wyposażony w lekką, energooszczędną i cichą pompę, której obsługa jest nieskomplikowana dla użytkownika. Wytrzymałe przewody zwiększają żywotność materaca. Materac, dzięki swojej wielkości, dopasowany jest do większości łóżek. **GRATIS** – zestaw naprawczy (klej + tałki) na wypadek przebicia.



ROTOR REHABILITACYJNY (PEDAL TRAINER)

Rotor służy do ćwiczeń rehabilitacyjnych dla poprawy siły i kondycji mięśni. Dzięki swojej uniwersalnej budowie umożliwia prowadzenie ćwiczeń zarówno kończyn górnych jak i dolnych. Ze względu na swoje nieduże gabaryty może być ustawiany w dowolnym miejscu. Może być używany w szpitalach, jak również w warunkach domowych. Dzięki przyciskom blokującym nóżki rotora, w łatwy sposób można go złożyć i ponownie rozłożyć.

Możliwość zakupu rotora z wyświetlaczem LCD (display)

PARAMETRY TECHNICZNE	
długość	45 cm
szerokość	43 cm
wysokość	26,5 cm
waga wyrobu	2,3 kg
maksymalna waga użytkownika	100 kg

