

# PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

## PODPÓRKI INWALIDZKIE



## PODPÓRKA INWALIDZKA TRÓJKOŁOWA 05.0.RPN.51

Dofinansowanie:

P.123.HK NFZ – kod refundacji NFZ

Udział własny (30%)

Uniwersalna podwórka trójkołowa, składana, wykonana ze stali malowanej proszkowo. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym oraz zapinaną torbę. Ma pełne, gumowe koła o średnicy 8" oraz regulowane na wysokość ręczki z anatomicznymi uchwytami.

PARAMETRY TECHNICZNE	
materiał wykonania	stalowy
waga	7,2 kg
szerokość	68 cm
długość	68 cm
zakres regulacji wysokości rączek	85-95 cm
skok regulacji wysokości	2,5 cm
obciążenie	do 115 kg
dopuszczalne obciążenie torby	do 5 kg
średnica kół	8" (200x45mm)

