

# PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

PODPÓRKI INWALIDZKIE



## IMPALA ROLLATOR PODPÓRKA 4-KOŁOWA

Dofinansowanie:

P.123.HK NFZ – kod refundacji NFZ

Udział własny (30%)

Podpórka czterokołowa Impala Rollator jest łatwa w prowadzeniu dla osób potrzebujących wsparcia po urazach lub osób starszych. Podpórka jest aluminiowa i składana, co bardzo ułatwia jej transport i przechowywanie. Wyposażona jest:

w siedzisko z oparciem pozwalające na odpoczynek, wygodne, antypoślizgowe uchwyty oraz pojemną torbę na zakupy. Ważną cechą są duże koła, które umożliwiają bezpieczne poruszanie się. Koła tylne wyposażone są w hamulce zapewniające stabilne wsparcie przy postojach. Impala Rollator jest poręczny, zwrotny, stabilny i może asystować przy zakupach nowoczesnym, starszym osobom.

### PARAMETRY TECHNICZNE

materiał wykonania	aluminium
waga	7,3 kg
szerokość całkowita	61,5 cm
długość	67 cm
zakres regulacji wysokości	77-92 cm
skok regulacji wysokości rączek	2,5 cm
wysokość siedziska nad podłoże	52,5 cm
szerokość siedziska	36 cm
obciążenie	do 150 kg
dopuszczalne obciążenie torby	do 5 kg
średnica kół	8" (200x28mm)