



## IMPALA ROLLATOR PODPÓRKA 4-KOŁOWA

Dofinansowanie:  
S.07.01.KH NFZ – kod refundacji NFZ

Podpórka czterokołowa Impala Rollator jest łatwa w prowadzeniu dla osób potrzebujących wsparcia po urazach lub osób starszych. Podpórka jest aluminiowa i składana, co bardzo ułatwia jej transport i przechowywanie. Wyposażona jest: w siedzisko z oparciem pozwalające na odpoczynek, wygodne, antypoślizgowe uchwyty oraz pojemną torbę na zakupy. Ważną cechą są duże koła, które umożliwiają bezpieczne poruszanie się. Koła tylne wyposażone są w hamulce zapewniające stabilne wsparcie przy postoju. Impala Rollator jest poręczny, zwrotny, stabilny i może asystować przy zakupach nowoczesnym, starszym osobom.

### PARAMETRY TECHNICZNE

materiał wykonania	aluminium
waga	7,4 kg
szerokość całkowita	60 cm
Długość (głębokość)	70 cm
zakres regulacji wysokości	79-93 cm
skok regulacji wysokości rączek	2,5 cm
wysokość siedziska nad podłoże	53 cm
szerokość siedziska	36 cm
obciążenie	do 150 kg
dopuszczalne obciążenie torby	do 5 kg
średnica kół	8" (200x28mm)
szer. wewn. między uchwytami do pchania	48 cm