

PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

PODPÓRKI INWALIDZKIE



JAGUAR ROLLATOR

Dofinansowanie:

S.07.01.KH NFZ – kod refundacji NFZ

Jaguar, to nowocześnie zaprojektowana podpórka czterokołowa, jedyna taka na rynku polskim. Jest zdecydowanie wyjątkowym produktem, dla klientów, którzy chcieliby używać kolorowego, wyróżniającego się produktu, jednocześnie świetnie wyposażonego, zwrotnego i kompaktowego.

Jest to aluminiowy rollator, z torbą i tacą. Maksymalna waga użytkownika wynosi 100 kg, a obciążenie torby 5 kg. Dzięki nowoczesnej konstrukcji łatwo ją złożyć do transportu lub przechowywania. Jej waga całkowita wynosi 6,6 kg. Jej głównym zadaniem jest asysta we wstawaniu, staniu, chodzeniu i siadaniu osób z niepełnosprawnością lub starszych. Możliwa jest regulacja wysokości uchwytu do pchania, aby dopasować go do wzrostu użytkownika.

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał wykonania	aluminium
Wysokość całkowita podpórki / uchwytów do pchania (regulowana)	83,5-94,5 cm
szerokość całkowita	54,5 cm
długość całkowita (po złożeniu)	25 cm
długość całkowita	66 cm
średnica kół	7"
maksymalne obciążenie	100 kg
maksymalne obciążenie torby	5 kg
waga	6,3 kg
hamulce	hamulec z blokadą postojową na tylne koła