

# PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

## PODPÓRKI INWALIDZKIE



## LEOPARD ROLLATOR

Dofinansowanie:

S.07.01.KH NFZ – kod refundacji NFZ

Nowoczesny, pięknie zaprojektowany rollator dla wymagającego klienta. Lekki, ważyący około 7 kg, jest aluminiową podpórką czterokołową, która asystuje we wstawaniu, staniu, chodzeniu i siadaniu osób z niepełnosprawnością lub starszych. Podpórka jest zwrotna, poręczna i bardzo funkcjonalna. Jej maksymalne obciążenie wynosi 150 kg, a do torby możemy schować zakupy lub inne przedmioty o wadze do 5 kg. Dzięki konstrukcji krzyżakowej łatwo ją złożyć do transportu lub przechowywania.

Leopard wyposażony jest w miękkie siedzisko, co umożliwia użytkownikowi odpoczynek w trakcie chodzenia lub wyprawy na zakupy, czy przechadzki po parku. Ma regulowane na wysokość uchwyty, więc łatwo można dopasować ich wysokość do wzrostu użytkownika.

### PARAMETRY TECHNICZNE

materiał wykonania	aluminium
wysokość całkowita podpórki / uchwytów do pchania (regulowana)	74-102 cm
szerokość całkowita	60,8 cm
szerokość całkowita (po złożeniu)	22,5 cm
długość całkowita	66 cm
wysokość siedziska nad podłoże	62 cm
szerokość siedziska	46 cm
rozmiar kół	200 x 35 mm
maksymalne obciążenie podpórki	150 kg
maksymalne obciążenie torby	5 kg
waga	7,3 kg
hamulce	2 hamulce z blokadą postojową