

PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

PODPÓRKI INWALIDZKIE



TIGER ROLLATOR

Dofinansowanie:

P.123.HK NFZ – kod refundacji NFZ

Udział własny (30%)

Nowoczesny, pięknie zaprojektowany rolator dla wymagającego klienta ze stabilizacją przedramion. Lekka aluminiowa konstrukcja, pozwala asystować przy staniu i chodzeniu osobom z niepełnosprawnością lub starszym. Podpórka jest zwrotna, poręczna i bardzo funkcjonalna. Jej maksymalne obciążenie wynosi 150 kg, a do torby możemy schować zakupy lub inne przedmioty o wadze do 5 kg. Dzięki konstrukcji krzyżakowej łatwo ją złożyć do transportu lub przechowywania.

Tiger wyposażony jest w komfortowe wykonane z miękkiej pianki, regulowane na wysokość podłokietniki z łatwym dostępem do dźwigni hamulcowych. Dodatkową zaletą jest miękkie siedzisko, co umożliwia użytkownikowi odpoczynek w trakcie chodzenia lub wyprawy na zakupy, czy przechadzki po parku.

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał wykonania	aluminium
wysokość całkowita podpórki / uchwytów do pchania (regulowana)	95 – 120 cm
szerokość całkowita	62 cm
szerokość całkowita (po złożeniu)	22,5 cm
długość całkowita	66 cm
wysokość siedziska nad podłogę	62 cm
szerokość siedziska	46 cm
rozmiar kół	200 x 35 mm
maksymalne obciążenie podpórki	150 kg
maksymalne obciążenie torby	5 kg
waga	9,5 kg
hamulce	2 hamulce z blokadą postojową