



BALKONIK INWALIDZKI KAROL

Dofinansowanie:

P.123.BK NFZ – kod refundacji NFZ

Udział własny (30%)

KAROL jest chodzikiem wykonanym z aluminium, przeznaczonym do używania jako pomoc przy wstawaniu, staniu i chodzeniu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W bardzo łatwy sposób balkonik się składa i rozkłada, dzięki oryginalnej konstrukcji ramy z przegubami. Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca. W standardowym wyposażeniu znajduje się torba.



materiał	szerokość (min/max)	długość	wysokość (min/max):	odległość między uchwytami	maksymalne obciążenie	waga
aluminium	63,5 cm/64 cm	46,5 cm	82,4 cm/92,2 cm	47 cm	do 100 kg	2,65 kg



BALKONIK INWALIDZKI DO WSTAWANIA

Dofinansowanie:

P.123.BK NFZ– kod refundacji NFZ

Udział własny (30%)

Balkoniki ułatwiające wstawanie stanowią sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny do poruszania się i pionizacji pacjentów dorosłych oraz dzieci. Balkoniki przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, ze schorzeniami narządu ruchu. Mogą być wykorzystywane do samodzielnej nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. Wysokość balkonika może być dostosowana do wzrostu pacjenta. Ergonomiczne uchwyty zapewniają odpowiednią stabilizację. Ten model balkonika ma punkty podparcia rąk na dwóch wysokościach, co szczególnie ułatwia wstawanie.



materiał	szerokość w najszerszym miejscu	szerokość między uchwytami	długość	zakres regulacji wysokości	skok regulacji wysokości	średnica wewnętrzna gumowej stopki balkonika	maksymalne obciążenie	waga
aluminium	62 cm	50 cm	50 cm	80-97 cm	2,5 cm	27 mm	do 100 kg	2,8 kg