

PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

PODPÓRKI INWALIDZKIE



wersja dla dorosłych



opcja



DYNAWALK

Wysoka podpórka ze stabilizacją przedramion, balkonik specjalny

Dofinansowanie:

S.09.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

S.07.01.KH NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

DynaWalk jest przeznaczony do używania przez osoby niepełnosprawne, w celu odnowienia i ćwiczenia umiejętności stania oraz chodzenia bez pomocy lub z asystą osób trzecich. Przewidziany został on do używania wyłącznie, jako pomoc w zajęciu i utrzymaniu pozycji spionizowanej przez użytkownika oraz w reedukacji chodu, w trakcie procesu rehabilitacji. Posiada w standardzie uprząż asekurującą pacjenta oraz niezależne hamulce na każdym z kół (wyposażone w reduktor/regulator prędkości chodzenia). W każdym z dwóch rozmiarów występuje możliwość regulacji wysokości i szerokości urządzenia. Można także regulować długość i kąt nachylenia uchwytów. W standardzie znajdują się odbojniki – na każdym kole – chroniące przed uszkodzeniem ścian i otoczenia.

Opcjonalnie pytaj o wersję z dodatkowymi hamulcami ręcznymi (brak spowalniacza ruchu na kołach tylnych).

Wersja dla dorosłych	
materiał wykonania	aluminium
waga	12,5 kg
zakres regulacji szerokości	67,5–75 cm
długość	82 cm
zakres regulacji wysokości podpór ramion	100-123 cm
obciążenie	do 135 kg
hamulce kół przednie	dwa hamulce zintegrowane z kołami
hamulce kół tylnych	dwa hamulce zintegrowane z kołami, z regulatorem prędkości chodu
średnica kół	30 x 100 mm



spowalniacz ruchu