

# WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI

## ŁAWECZKI I SIEDZISKA WANNOWE



### ŁAWECZKA INWALIDZKA WANNOWA Z RĄCZKĄ

Inwalidzka ławeczka z rączką nakładana na wannę. Ułatwia osobie niepełnosprawnej, seniorom i osobom niesamodzielnym codzienne korzystanie z wanny. Dostosowana do wanien o różnych szerokościach. Wygodny uchwyt wspiera i zabezpiecza wstawania i siadanie na ławeczce.

długość	szerokość	wysokość	obciążenie	zakres regulacji rozstawu podpór	wysokość rączki	masa wyrobu
69 cm	35 cm	16,5 cm	do 150 kg	40,5 - 63,5 cm	7 cm	2,7 kg



### ŁAWECZKA WANNOWA BEZ OPARCIA

Wygodna i funkcjonalna inwalidzka ławeczka wannowa bez oparcia, z regulacją szerokości. Ułatwia osobie niepełnosprawnej, starszej, niesamodzielnej korzystanie z wanny. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo w codziennej higienie osobistej bez względu na ograniczenia ruchowe czy niepełnosprawność.

wymiary (szer. x gł. x wys.)	zakres szerokości wanny	wymiary siedziska (szer. x gł.)	maksymalne obciążenie	waga produktu
73,5 – 87,5 cm x 42 cm x 23 cm	60 – 75 cm	41 x 34 cm	do 150 kg	2,6 kg



### ŁAWECZKA WANNOWA Z OPARCIEM

Ławeczka wannowa z oparciem wyposażona jest w regulację szerokości. Srebrna ławeczka nawannowa dla osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych zapewnia pełny komfort oraz bezpieczeństwo w trakcie korzystania z wanny. Siedzisko oraz oparcie wykonane są z poliuretanu, a rama z aluminium. Ławeczkę można łatwo umieścić na górnych krawędziach ścian wanny, opierając na nich gumowe stópki umieszczone na każdym z czterech ramion ławeczki. Oparcie jest mocowane za pomocą klipsów i można je łatwo zdemontować. Oparcie jest regulowane na głębokość – w zakresie 3 razy co 1 cm.

wymiary (szer. x gł. x wys.)	wymiary siedziska (szer. x gł.)	zakres szerokości wanny	wysokość oparcia / wysokość oparcia od siedziska	maksymalne obciążenie	waga produktu	wysokość wsunięcia ławeczki w wannę
73,5 – 87,5 cm x 42 cm x 23 cm	41 x 34 cm	60 – 75 cm	27 cm / 38 cm	do 150 kg	3,8 kg	12 cm od krawędzi boku wanny