

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI

SIEDZISKO I STOŁKI PRYSZNICOWE



SIEDZISKO PRYSZNICOWE (UNOSZONE) PR-WS-PP-B (MONTOWANE DO ŚCIANY)

Siedzisko prysznicowe montowane do ściany, unoszone (składane) – białe. Zapewnia wsparcie osobie niepełnosprawnej w trakcie korzystania z kabiny prysznicowej.

	szerokość	głębokość	obciążenie
PR-WS-PP-B	42 cm	39 cm	do 110 kg



STOŁKI INWALIDZKIE PRYSZNICOWE

Stołki inwalidzkie prysznicowe z regulacją wysokości. Praktyczne i estetyczne, podnoszące komfort w trakcie codziennych czynności higienicznych. Stołek prysznicowy o kształcie trójkąta wyposażony w miękką nakładkę, która zwiększa wygodę siedzenia. Dzięki trójkątnemu kształtowi oszczędzamy przestrzeń w łazience lub w kabine prysznicowej.



STOŁEK INWALIDZKI PRYSZNICOWY Z OPARCIEM (SHOWER STOOL WITH BACKREST) (SO)



STOŁEK INWALIDZKI PRYSZNICOWY (SHOWER STOOL) (SZ)



STOŁEK INWALIDZKI PRYSZNICOWY TRÓJKĄTNY (TRAINGULAR SHOWER STOOL)



STOŁEK KĄPIELOWY OKRĄGŁY



OKRĄGŁY STOŁEK PRYSZNICOWY Z OBROTOWYM SIEDZISKIEM

	zakres regulacji wysokości siedziska	szerokość	głębokość	obciążenie
STOŁEK INWALIDZKI PRYSZNICOWY Z OPARCIEM (SO)	38-50 cm	50 cm	50 cm	do 115 kg
STOŁEK INWALIDZKI PRYSZNICOWY (SZ)	38-50 cm	50 cm	30 cm	do 115 kg
STOŁEK INWALIDZKI PRYSZNICOWY TRÓJKĄTNY	45,5-55,5 cm	33 cm	35 cm	120 kg
STOŁEK KĄPIELOWY OKRĄGŁY	40-50 cm	33 cm	33 cm	130 kg
OKRĄGŁY STOŁEK PRYSZNICOWY Z OBROTOWYM SIEDZISKIEM	34,5 – 52,5 cm	29,6 cm	29,6 cm	130 kg