

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI

SIEDZISKO I STOŁKI PRYSZNICOWE



SIEDZISKO PRYSZNICOWE (UNOSZONE) PR-WS-PP-B (MONTOWANE DO ŚCIANY)

Siedzisko prysznicowe montowane do ściany, unoszone (składane) – białe. Zapewnia wsparcie osobie niepełnosprawnej w trakcie korzystania z kabiny prysznicowej.

	szerokość	głębokość	obciążenie
PR-WS-PP-B	42 cm	39 cm	do 110 kg



STOŁKI INWALIDZKIE PRYSZNICOWE

Stołki inwalidzkie prysznicowe z regulacją wysokości. Praktyczne i estetyczne, podnoszące komfort w trakcie codziennych czynności higienicznych. Stołek prysznicowy o kształcie trójkąta wyposażony w miękką nakładkę, która zwiększa wygodę siedzenia. Dzięki trójkątnemu kształtowi oszczędzamy przestrzeń w łazience lub w kabine prysznicowej.



**STOŁEK INWALIDZKI
PRYSZNICOWY
Z OPARCIEM
(SHOWER STOOL
WITH BACKREST)
(SO)**



**STOŁEK
INWALIDZKI
PRYSZNICOWY
(SHOWER STOOL)
(SZ)**



**STOŁEK INWALIDZKI
PRYSZNICOWY
TRÓJKĄTNY
(TRAINGULAR
SHOWER STOOL)**



**STOŁEK
KĄPIELOWY
OKRĄGŁY**



**OKRĄGŁY STOŁEK
PRYSZNICOWY
Z OBROTOWYM
SIEDZISKIEM**

	zakres regulacji wysokości siedziska	szerokość	głębokość	obciążenie
STOŁEK INWALIDZKI PRYSZNICOWY Z OPARCIEM (SO)	40-58 cm	50 cm	30 cm	do 115 kg
STOŁEK INWALIDZKI PRYSZNICOWY (SZ)	40-58 cm	50 cm	30 cm	do 115 kg
STOŁEK INWALIDZKI PRYSZNICOWY TRÓJKĄTNY	45,5-55,5 cm	40,4 cm	40,4 cm	150 kg
STOŁEK KĄPIELOWY OKRĄGŁY	40-50 cm	33 cm	33 cm	130 kg
OKRĄGŁY STOŁEK PRYSZNICOWY Z OBROTOWYM SIEDZISKIEM	34,5 – 52,5 cm	29,6 cm	29,6 cm	130 kg