

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI

WÓZKI TOALETOWO - PRYSZNICOWE



ŁAZIENKOWY WÓZEK INWALIDZKI 302018-19 NA DUŻYCH KOŁACH

Dofinansowanie: MOPS/PCPR

Wózek prysznicowo – toaletowy z wyściełanym oparciem i siedziskiem. Wyposażony jest w uchylne podłokietniki oraz podnóżki odchylane, regulowane na wysokość, ułatwiające wsiadanie do wózka. Aluminiowa konstrukcja i materiały, z których został wykonany, zapewniają jego niezawodność i komfort w codziennym użytkowaniu przez pacjenta. W standardzie posiada tylne duże koła i niezależne hamulce na każdym z kół, wiaderko sanitarne, maskownicę otworu toaletowego.

PARAMETRY TECHNICZNE	ROZMIAR 45	ROZMIAR 50	ROZMIAR 55
szerokość siedziska	45 cm	50 cm	55 cm
szerokość między podłokietnikami	48 cm	53 cm	58 cm
całkowita szerokość wózka	67 cm	69 cm	74 cm
głębokość siedziska	43 cm	43 cm	43 cm
wysokość siedziska nad podłoże	50-55 cm	50-55 cm	50-55 cm
wysokość wózka z oparciem	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm
waga	15,8 kg	16,4 kg	17,0 kg
obciążenie	do 150 kg	do 150 kg	do 200 kg
rodzaj kół przednich i tylnych	gumowe pełne	gumowe pełne	gumowe pełne
średnica kół przednich	5"	5"	5"
średnica kół tylnych	24" x 1 3/8"	24" x 1 3/8"	24" x 1 3/8"