

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI

WÓZKI TOALETOWO - PRYSZNICOWE



KĄPIELOWO-TOALETOWY WÓZEK INWALIDZKI Z ODCHYLANYM SIEDZISKIEM I ZAGŁÓWKIEM (Shower chair with tilt)

Dofinansowanie:
MOPS/PCPR

Wózek toaletowo - prysznicowy z wyściętym oparciem i siedziskiem. Wyposażony w uchylne podłokietniki oraz odchylane podnóżki, ułatwiające wsiadanie do wózka. Aluminiowa konstrukcja i materiały, z których został wykonany, zapewniają jego niezawodność i komfort w codziennym użytkowaniu przez pacjenta. Wózek ma funkcję nachylania siedziska tzw. „tilt in space” w zakresie od -5 stopni do +25 stopni. W standardzie ma również: zagłówek regulowany na wysokość i głębokość, a także pod kątem, tylne małe koła i niezależne hamulce na każdym z kół, wiaderko sanitarne oraz maskownicę otworu toaletowego.

Jako opcję możemy zaproponować zestaw tylnych kół 24” wraz z hamulcami.

PARAMETRY TECHNICZNE		
szerokość siedziska	45 cm	50 cm
szerokość między podłokietnikami	48 cm	53 cm
całkowita szerokość wózka	56 cm	61 cm
głębokość siedziska	42 cm	43 cm
wysokość siedziska nad podłogę	55-60 cm	55-60 cm
wysokość wózka z zagłówkiem	97-141 cm	97-141 cm
waga	15,1 kg	15,7 kg
obciążenie	150 kg	150 kg
rodzaj kół przednich i tylnych	gumowe pełne	gumowe pełne
średnica kół przednich	5”	5”
średnica kół tylnych	5”	5”