




### PORĘCZE INWALIDZKIE SCIENNE (GRAB BAR)

Poręcze inwalidzkie, metalowe, zapewniające użytkownikom komfort w trakcie codziennych czynności łazienkowych. Dostępne w kolorze białym.

dostępne długości	średnica uchwytu	odległość rury poręczy od ściany	maksymalna waga użytkownika
30, 40, 45, 60, 80 cm	2,5 cm	4,2 cm	do 120 kg



### PORĘCZ INWALIDZKA SCIENNA UCHYLNA (WALL MOUNTED FOLDING SUPPORT RAIL)

Poręcze metalowe, odchylane zapewniające użytkownikom wsparcie i bezpieczeństwo w trakcie codziennych czynności łazienkowo – toaletowych. Dostępne w kolorze białym.

dostępne długości	średnica uchwytu	maksymalna waga użytkownika
55, 76 cm	3,2 cm	do 120 kg



### EH-12/16/18/24-R PORĘCZE INWALIDZKIE PLASTIKOWE, KARBOWANE

Poręcze plastikowe z karbowanym uchwytem zapewniające użytkownikom komfort i bezpieczeństwo w trakcie codziennych czynności łazienkowych. Dołączona maskownica mocowania uchwytu ma duży wpływ na estetykę wyrobu. Dostępne w kolorze białym.

dostępne długości	średnica rurki	odległość rury poręczy od ściany	maksymalna waga użytkownika
30, 40, 45, 60 cm	3,5 cm	3,2 cm	do 120 kg

