



PODWYŻSZAJĄCA NASADKA TOALETOWA Z UCHWYTAMI (Fixed toilet seat raiser)

Podwyższająca nasadka toaletowa z klapą, z regulacją wysokości, z podnoszonymi podłokietnikami. Montowana do toalety. Nasadka wykonana jest z materiałów niekorodujących i łatwa do czyszczenia. Może być montowana we wszystkich standardowych toaletach. Nasadka ma ruchome podłokietniki, które można zdjąć po obu stronach oraz możliwość regulacji wysokości w 3 zakresach: 6 cm, 10 cm i 15 cm.



zakres regulacji wysokości	szerokość całkowita	głębokość całkowita	głębokość siedziska	szerokość siedziska	wysokość całkowita	obciążenie
6/10/15 cm	50 cm	47,5 cm	42,5 cm	36 cm	38 cm	do 120 kg