

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



MARLIN

Wózek inwalidzki ręczny, składany, stalowy, na szybkozłączach

Dofinansowanie:

S.12.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.14.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

S.16.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych – opcja z napędem ręcznym jednostronnym

Standardowy wózek inwalidzki ze stali chromowo-molibdenowej, z możliwością szybkiego demontażu kół, składany krzyżakowo. Posiada regulowane na wysokość, unoszone oraz wyjmowane podłokietniki, a także odchylane, zdejmowane i regulowane na długość podnóżki. Siedzisko wózka dodatkowo może być regulowane na wysokość, dzięki dodatkowym otworom na przednim widelcu oraz dzięki adapterowi przy kole tylnym. Można obniżyć wysokość siedziska do 48 cm ze standardowej wysokości 50 cm co jest przydatne dla osób niskich lub po amputacjach. Maksymalnie wysokość siedziska może być obniżona do 46 cm, przy wymianie kół przednich na mniejsze 6". (jest to opcja dodatkowo płatna). Dzięki adapterowi kół tylnych można również zmienić kąt siedziska w wózku. Wózek ma możliwość domontowania opcji napędu ręcznego jednostronnego.



Marlin – można zamontować na schodotąż gąsienicowy.

rozmiar kół przednich	rozmiar kół tylnych
200 x 37 mm pełne	24" x 1 3/8" PU pełne bezobstęgowe możliwość wymiany na koła pompowane

szerokość siedziska	głębokość siedziska	wysokość oparcia	szerokość całkowita wózka	wysokość siedziska nad podłoże	odległość od siedziska do stopki podnóżka	waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami)	maksymalne obciążenie
40, 44, 48, 51 cm	41 cm	43 cm	61,5; 65,5; 69,5; 72,5; cm	50 cm	34-48 cm	21,6 kg	150 kg