

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



FLIPPER

Wózek inwalidzki ręczny, składany, aluminiowy, lekki na szybkozłączach

Dofinansowanie:

S.13.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.16.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych -
opcja z napędem ręcznym jednostronnym

Aluminiowy wózek inwalidzki z możliwością szybkiego demontażu kół tylnych, składany krzyżakowo. Wyposażony jest w demontowane, regulowane na wysokość oraz unoszone podłokietniki, a także odchylane, zdejmowane i regulowane na długość podnóżki. Flipper ma adapter służący do regulacji pozycji kół tylnych. Polecany osobom po amputacjach.

Wózek Flipper można zamontować na schodotaz gąsienicowy. Wózek posiada możliwość domontowania napędu ręcznego jednostronnego.



| rozmiar kół przednich | rozmiar kół tylnych |
|-----------------------|---|
| 200 x 37 mm pełne | 24" x 1 3/8" pompowane możliwość wymiany na pełne - bezobciążone |

| szerokość siedziska | głębokość siedziska | wysokość oparcia | szerokość całkowita wózka | wysokość siedziska nad podłogę | odległość od siedziska do stopki podnóżka | waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami) | maksymalne obciążenie |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------|
| 40, 44, 48, 51 cm | 44 cm | 45 cm | 61,5; 65,5; 69,5; 72,5; cm | 49 cm | 34-48 cm | 16,2 kg | 136 kg |