

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



LINE

Wózek inwalidzki ręczny, składany, aluminiowy, lekki na szybkołączach

Dofinansowanie:

P.129.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.129.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Bardzo lekki, składany wózek, wykonany z aluminium, charakteryzujący się ergonomiczną konstrukcją oparcia, które pozwala na pełne wykorzystanie głębokości siedziska i sprawia, że tapicerka oparcia zapewnia dodatkowe podparcie lędźwiowe. Rama wózka wykonana w technologii bez spawowej co w znaczący sposób poprawia wytrzymałość całej konstrukcji. Wózek wyposażony jest w regulowane i zdejmowane podnóżki bez użycia narzędzi, zdejmowane podłokietniki, komfortową i oddychającą tapicerkę występującą w kilku kolorach. Warto zwrócić uwagę na bardzo niską wagę wózka kompletnego, która wynosi 12,5 kg. Line można zamontować na schodotaz typu gąsienicowego.



rozmiar kół przednich	rozmiar kół tylnych
200 x 30 mm pełne (PU)	24" x 1 3/8" pełne - bezobstugowe

szerokość siedziska	głębokość siedziska	wysokość oparcia	szerokość całkowita wózka	wysokość siedziska nad podłogę	odległość od siedziska do stopki podnóżka	waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami)	maksymalne obciążenie
41, 45, 48 cm	41 cm	44 cm	59, 63, 66 cm	51 cm	44-50 cm	12,5 kg	140 kg