

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



DELFIN

Wózek inwalidzki ręczny, składany, aluminiowy, lekki, na szybkościeżach

Dofinansowanie:

S.13.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.16.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych -
opcja z napędem ręcznym jednostronnym

Aluminiowy wózek inwalidzki z możliwością szybkiego demontażu kół tylnych, składany krzyżakowo. Wyposażony jest w demontowane, regulowane na wysokość oraz unoszone podłokietniki, a także odchylane, zdejmowane i regulowane na długość podnóżki. Wózek ma w wyposażeniu standardowym: uchwyty dla osoby prowadzącej, regulowane na wysokość oraz poduszkę na siedzisko. Występuje możliwość regulacji głębokości siedziska w standardzie. Delfin posiada adapter służący do regulacji kół tylnych oraz regulację kąta ustawienia przedniego widelca. Polecany osobom po amputacjach.

Zapytaj o opcjonalne wyposażenie z hamulcami bębnowymi – dla osoby prowadzącej.
Zapytaj o opcjonalne obciążenie do 200 kg w rozmiarze 54 cm i 57 cm.



rozmiar kół przednich	rozmiar kół tylnych
200 x 45 mm pełne	24" x 1 3/8" pełne - bezobstługowe

szerokość siedziska	głębokość siedziska (regulacja)	wysokość oparcia	szerokość całkowita wózka	wysokość siedziska nad podłoże	odległość od siedziska do stopki podnóżka	waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami)	maksymalne obciążenie
40, 44, 48, 51 cm	42-48 cm	44 cm	60,3; 64,3; 68,3; 71,3 cm	45-52,5 cm	34-48 cm	16,75 kg	150 kg